



32957-FB 2016-08-30

CS

NÁVOD K POUŽITÍ Ceramill Splintec Standard

Překlad originálního návodu k použití. Prosím pozorně čtěte!

ÚČEL POUŽITÍ

Ceramill Splintec Standard jsou PMMA polotovary pro frézování vyjímatelných skusových lišt, jež se konstruují a vyrábějí pomocí CAD/CAM systému.

TECHNICKÉ ÚDAJE

FYZIKÁLNÍ ÚDAJE PRO CERAMILL SPLINTEC STANDARD

Zkouška podle

Rozpustnost	< 0,8 µg/mm ³
Nasákavost	< 20 µg/mm ³
Biegemodul	2200 MPa
Modul pružnosti v ohybu	> 100 MPa
Obsah zbytkových monomerů	< 0,7%

SLOŽENÍ

- _ Polymethylmetakrylát (PMMA)
- _ EDMA a fluorescent

BARVA

čirá (transparentní)

SKLADOVÁNÍ

Chraňte před přímým slunečním zářením a skladujte při pokojové teplotě.

UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ

Při opracování polotovarů Ceramill Splintec Standard vzniká prach, který může vést k podráždění očí, pokožky nebo dýchacích cest. Vždy proto dbejte na bezvadné fungování odsávání Vašeho frézovacího zařízení.

Další bezpečnostně relevantní upozornění čerpejte prosím z listu bezpečnostních údajů.

DOBA NOŠENÍ

Až 6 měsíců.

DOKONČOVACÍ PRÁCE

_ K dohotovení a vydělení skusových lišt z polotovaru by se měly použít pro umělou hmotu vhodné křížem ozubené tvrdokovové frézy nebo vhodné dělicí kotouče.

_ Pro zabránění nepřesnostem zalícování po vyrobení by se mělo během dokončovacích prací a leštění zamezit silnému vývinu tepla.

Důležitá upozornění: Během opracování a leštění zabraňte přehřátí!
Lékařský výrobek pro jednorázové použití!

REKONSTRUKCE

Skusové lišty, jež byly vyrobeny z polotovarů Ceramill Splintec Standard, lze kdykoli znovu zhotovit a rozšířit pomocí všech běžných studených polymerů na bázi MMA.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

U každého případu uvádět LOT-Nr., které požaduje identifikaci materiálu.
POZOR! Dezinfekce se musí provést ultrafialovým zářením, nikoli ve sterilizátoru.

TRVANLIVOST

10 let od data výroby.

LIKVIDACE

Ceramill Splintec Standard je nerozpustný ve vodě, neaktivní, neskrývá žádné nebezpečí pro spodní vody a lze jej tedy zlikvidovat v normálním domovním odpadu.

LISTY S BEZPEČNOSTNÍMI ÚDAJI / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Listy s bezpečnostními údaji a prohlášení o shodě jsou k dispozici na dotaz a též na www.amanngirschbach.com

Vlastnosti výrobku se zakládají na dodržování a respektování těchto informací k používání.

 Kód šarže

 Číslo výrobku

 Výrobce

 Dbejte návodu k použití

 Použitelné do

 Sériové číslo