



32957-FB 2016-08-30

HU

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Ceramill Splintec Standard

Az eredeti kezelési útmutató fordítása. Kérjük figyelmesen olvassa el!

RENDELTETÉS

A Ceramill Splintec Standard termékek PMMA nyersdarabok kivethető szájüregi sínek marással való kialakítására, amelyek egy CAD/CAM-rendszer alkalmazásával kerülnek konstruálásra és legyártásra.

MŰSZAKI ADATOK

A CERAMILL SPLINTEC STANDARD FIZIKAI PARAMÉTEREI

Vizsgálat a következők szerint:

Oldhatóság	< 0,8 µg/mm ³
Vízfelvétel	< 20 µg/mm ³
Hajlítási modulus	2200 MPa
Hajlítási szilárdság	> 100 MPa
Maradék monomer tartalom	< 0,7%

ÖSSZETÉTEL

- _ Polimetilmetakrilát (PMMA)
- _ EDMA és fluoreszkáló

SZÍN

Világos (átlátszó)

TÁROLÁS

Óvja meg a közvetlen napsugárzástól és szobahőmérsékleten tárolja.

TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYEKRŐL

A Ceramill Splintec Standard nyersdarabok megmunkálása során porok keletkeznek, amelyek izgathatják a szemeket, a bőrt és a légutakat. Ezért mindig ügyeljen arra, hogy az elszívás a marógépén kifogástalanul működjön.

A biztonság szempontjából fontos további tájékoztatókat kérjük olvassa el a biztonsági adatlapban.

VISELÉSI IDŐ

Legfeljebb 6 hónap

KIDOLGOZÁS

_ A szájüregi sínek utólagos megmunkálásához és a nyersdarabból való kiemeléséhez a műanyagok feldolgozására alkalmas keresztfogazású keményfém marókat vagy erre alkalmas hasítókorongokat kell használni.

_ Az előállítás után fellépő illeszkedési pontatlanságok megelőzésére a kidolgozás és polírozás során ügyeljen arra, hogy ne lépjen fel erős hőfejlődés.

Fontos megjegyzések: A megmunkálás és a politúrozás során ügyeljen arra, hogy ne hevítse túl az anyagot! Orvosi termék csak egyszeri alkalmazásra!

HELYREÁLLÍTÁS

A Ceramill Splintec Standard nyersdarabokból előállított szájüregi síneket a kereskedelemben szokványosan kapható minden MMA alapú hideg polimerizátummal bármikor ismét helyre lehet állítani és ki lehet egészíteni.

KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK

Minden olyan eljárásnál adja meg a gyártási tétel számát, ahol azonosítani kell az anyagot. VIGYÁZAT: A fertőtlenítéshez csak ultraibolya sugárzást szabad használni, autoklávban nem fertőtleníthető.

TARTÓSSÁG

A gyártási dátumtól kezdve 10 év.

HULLADÉKKEZELÉS

A Ceramill Splintec Standard vízben nem oldódik, inaktív, nem veszélyes a talajvízre és ezért a szokásos háztartási szemétbe el lehet távolítani.


BIZTONSÁGI ADATLAPOK / KONFORMITÁSI NYILATKOZAT


A biztonsági adatlapok és a konformitási nyilatkozat kérésre megkaphatóak és a www.amanngirschbach.com honlapon is megtalálhatók.


A termék tulajdonságai az ezen használati utasítások betartásán és figyelembe vételén alapulnak.

 Gyártási adag kódja

 Cikkszám

 Gyártó

 Vegye figyelembe a Használati útmutatót!

 Felhasználási határidő

 Gyári szám