



32957-FB 2016-08-30

PT

INSTRUÇÕES DE USO Ceramill Splintec Standard

Tradução das instruções de operação originais Por favor, leia com atenção!

FINALIDADE

Ceramill Splintec Standard são peças em bruto de PMMA para a fresagem de placas interoclusais removíveis, construídas e produzidas com um sistema CAD/CAM.

DADOS TÉCNICOS

VALORES FÍSICOS PARA CERAMILL SPLINTEC STANDARD

Teste de

Solubilidade	< 0,8 µg/mm ³
Absorção de água	< 20 µg/mm ³
Módulo flexível	2200 MPa
Resistência à flexão	> 100 MPa
Teor de monómetro residual	< 0,7%

COMPOSIÇÃO

- _ Polimetilmetacrilato (PMMA)
- _ EDMA e fluorescente

COR

Clear (transparente)

ARMAZENAMENTO

Proteger da luz solar directa e armazenar em temperatura ambiente.

NOTAS DE PERIGOS

Durante o processamento de peças em bruto Ceramill Splintec Standard é produzido poeira, que pode causar irritação nos olhos, na pele e nas vias respiratórias. Observe, portanto, sempre um bom funcionamento do dispositivo de aspiração na sua máquina de fresagem.

Outras informações relacionadas à segurança, se encontram na Ficha de Segurança.

PERÍODO DE USO

Até 6 meses.

ELABORAÇÃO

_ Para o reprocessamento e a separação de placas interoclusais da peça em bruto, deveriam ser usados fresas de carboneto de tungsténio de dentes cruzados, apropriadas ou discos de corte apropriados.

_ Para evitar ajustes imprecisos após a fabricação, deve ser evitado um forte desenvolvimento de calor durante a elaboração e o polimento.

Nota importantes:

Durante o processamento e polimento deve ser evitado sobreaquecimento!

Produto medicinal para uma única utilização!

RESTAURAÇÃO

Placas inter-oclusais feitas de peças em bruto Ceramill Splintec Standard, podem ser produzidas novamente e complementadas, a qualquer momento, com todos os polímeros frios comercialmente disponíveis, à base de MMA.

NOTAS ESPECIAIS

Indicar o n° LOT em cada procedimento que exige uma identificação do material.

CUIDADO: Desinfecção deve ser realizada por radiação ultravioleta e não numa autoclave.

DURABILIDADE

10 anos a partir da data de fabricação.

DESCARTE

Ceramill Splintec Standard é insolúvel em água, inactivo, não representa uma ameaça para as águas subterrâneas e pode, portanto, ser descartado no lixo doméstico normal.

FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fichas de dados de segurança e declarações de conformidade, podem ser obtidas a pedido, em www.amanngirschbach.com.

As propriedades do produto são baseadas no cumprimento e na observância destas instruções de uso.

LOT Código de lote

REF N° de artigo

 Fabricante

 Observar as instruções de uso

 Utilizável até

SN Número de série