

## RO Instrucțiuni de utilizare

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girschbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirschbach.com  
[www.amanngirschbach.com](http://www.amanngirschbach.com)



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001

**AMANNGIRSBACH**

31661FB 2016-08-30

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Ceramill PMMA

Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale

### DESTINAȚIE

Material plastic transparent, care poate arde fără reziduuri, pentru prelucrare pe o mașină de frezat.

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Ceramill PMMA este un blanc dentar transparent din material plastic, din clasa de produse medicale 1. El servește la producerea și probarea scheletelor, prelucrându-se cu o mașină de frezat.

### DATE TEHNICE

Culoare	incoloră sau colorată
Miros	inodoră
Temperatură de înmuiere	ca. 102 °C
Punct de aprindere	> 250 °C
Densitate	1,19 g/cm <sup>3</sup> la 20 °C
Solubilitate în apă	insolubilă

### COMPOZIȚIE CHIMICĂ (GREUT. -%)

100 % PMMA (polimetilmetacrilat)

### DEPOZITARE

Nu sunt necesare măsuri speciale.

### AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

În timpul prelucrării folosiți echipament personal de protecție (mască de protecție împotriva prafului, ochelari de protecție, ...).

### INDICAȚIE

- \_ Controlul potrivirii și funcționalității protezei dentare pe modelul de gips și în gura pacientului.
- \_ Nu este adecvată pentru purtare intraorală (maximum 5 minute).
- \_ Pentru prelucrare prin turnare, presare sau supra-presare.

### CONTRAINDICAȚII

- \_ Intoleranță la PMMA

### REALIZAREA DE SCHELETE ȘI PRELUCRARE ULTERIOARĂ

Respectați specificațiile fabricantului materialului în care a fost turnat sau presat scheletul. Pentru a împiedica formarea de fisuri în masa de umplere, se recomandă aplicarea unui strat subțire de ceară pe schelet.

Scheletul din PMMA trebuie curățat și dezinfectat, conform normelor de igienă, înainte de a fi introdus în gură.

### TERMEN DE VALABILITATE

5 ani de la data fabricației

### ELIMINARE

În acest sens trebuie să vă adresați firmei autorizate pentru eliminarea deșeurilor.

### GARANȚIE

Recomandările tehnice de utilizare transmise oral, în scris sau în cursul instructajului practic, se bazează pe propria noastră experiență și testele efectuate de noi și de aceea au numai un rol orientativ. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecționare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește construcția și compoziția acestora.

### FIȘE TEHNICE DE SECURITATE / DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Fișele tehnice de securitate și declarațiile de conformitate sunt disponibile la cerere cât și la [www.amanngirschbach.com](http://www.amanngirschbach.com)

<b>LOT</b>	Număr șarjă
<b>REF</b>	Număr articol
	Producător
	Respectați instrucțiunile de folosire
<b>Rx only</b>	Conform legislației federale SUA, produsul poate fi comercializat numai de către un medic stomatolog sau în numele acestuia.
	Utilizabil până labis
<b>SN</b>	Număr de serie