



32957-FB 2016-08-30

SV

BRUKSANVISNING Ceramill Splintec Standard

Översättning av originalbruksanvisning. Läs noggrant!

ANVÄNDNINGSAÄNDAMÅL

Ceramill Splintec Standard är PMMA-råmaterialblock för fräsning av uttagbara bettskenor, som konstrueras och tillverkas med ett CAD-/CAM-system.

TEKNISKA DATA

FYSIKALISKA VÄRDEN FÖR CERAMILL SPLINTEC STANDARD

Testning av

Löslighet	<0,8 µg/mm ³
Vattenabsorbtion	<20 µg/mm ³
Böjelasticitetsmodul	2200 MPa
Böjhållfasthet	>100 MPa
Restmonomerhalt	<0,7%

BESTÅR AV

- _ Polymetylmetakrylat (PMMA)
- _ EDMA och fluorescens

FÄRG

Genomskinlig (transparent)

LAGRING

Skyddas från direkt solljus och förvaras i rumstemperatur.

RISKANVISNINGAR

Vid bearbetning av Ceramill Splintec Standard råmaterialblock uppstår damm som kan leda till irritation av ögon, hud och andningsvägar. Se därför till att utsugningen från fräsmaskinen fungerar felfritt.

Ytterligare säkerhetsrelevanta anvisningar framgår ur säkerhetsdatabladet.

ANVÄNDNINGSTID

Upp till 6 månader.

UTARBETNING

_ För efterputsning och utbrytning av bettskenor ur råmaterialblock ska för plast lämpliga krysskäriga hårdmetallfräsar eller lämpliga kapskivor användas.

_ För att undvika passningsojämheter efter tillverkningen ska under utarbetning och polering kraftig värmeutveckling undvikas.

Viktiga anmärkningar: Undvik överhettning under efterbehandling och polering!
Medicinsk produkt för engångsanvändning!

RESTAURERING

Bettskenor som tillverkats av Ceramill Splintec Standard råmaterialblock kan alltid restaureras och kompletteras med vanliga kallpolymerer baserade på MMA.

SÄRSKILDA ANVISNINGAR

Vid procedurer som kräver identifiering av materialet, ange LOT-nr.

FÖRSIKTIGHET: Desinfektionen ska göras med ultraviolett strålning, inte i autoklav.

HÅLLBARHET

10 år från tillverkningsdatum.

AVFALLSHANTERING

Ceramill Splintec Standard är olösligt i vatten, inaktivt och innebär inga risker för grundvattnet och kan därför läggas i normalt hushållsavfall.

SÄKERHETSDATABLAD / FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Säkerhetsdatablad och försäkran om överensstämmelse fås på begäran eller från adressen www.amanngirschbach.com

Produktegenskaperna gäller endast om denna bruksanvisning följs och beaktas.

 Charge-kod

 Artikelnummer

 Tillverkare

 Följ bruksanvisningen

 Användbar fram till

 Serienummer