

ceramill[®] a-splint

CS Návod k použití



AMANNGIRRBACH

– Překlad originálního návodu k obsluze –

Obsah

Vysvětlení symbolů	4
Všeobecná bezpečnostní upozornění	6
Vhodný personál	6
Vlastnosti	7
Záruka/ručení za vady	9
Kontrola polotovarů	9
Montáž na pracovní stůl	9
Použití	9
Ochrana životního prostředí	11
Příslušenství	11
Informace o downloadu	11

CS



Vysvětlení symbolů

Varovná upozornění



Varovná upozornění v textu jsou označena výstražným trojúhelníkem a orámována.



U ohrožení elektrickým proudem je vykřičník v trojúhelníku nahrazen symbolem blesku.

Signalizační slova na začátku varovného upozornění označují druh a závažnost následků, pokud se nedbá opatření k odvrácení nebezpečí.

- _ **UPOZORNĚNÍ** znamená, že se mohou vyskytnout věcné škody.
- _ **POZOR** znamená, že mohou nastat lehké až středně těžké tělesné újmy.
- _ **VAROVÁNÍ** znamená, že mohou nastat těžké tělesné újmy.
- _ **NEBEZPEČÍ** znamená, že mohou nastat život ohrožující tělesné újmy.

Důležité informace






Důležité informace bez nebezpečí pro člověka či věci jsou označeny vedlejším symbolem. Jsou rovněž orámovány.



Další symboly v návodu

Symbol	Význam
▷	Bod popisu manipulace
–	Bod seznamu
•	Podbod popisu manipulace nebo seznamu
[3]	Čísla v hranatých závorkách se vztahují k označení pozic na obrázcích

Další symboly na výrobku

Symbol	Význam
REF	Číslo výrobku
LOT	Kód šarže
	Výrobce
	Dbejte návodu k použití
	Použitelné do
Rx only	Výrobek smí být podle amerického federálního zákona prodán pouze zubním lékařem nebo z příkazu zubního lékaře.
SN	Sériové číslo

Všeobecná bezpečnostní upozornění

CS



POZOR:

Zdravotní omezení dané prachem PMMA!

Při opracování konstrukcí z Ceramill A-Splint může vznikat prach, který může vést k mechanickému dráždění očí a dýchacích cest.

- ▷ Vždy kvůli individuálnímu dodatečnému opracování dbejte na bezvadné fungování odsávání na frézovacím zařízení a na pracovišti.
- ▷ Při zpracování používejte osobní ochranný oděv (ochrannou masku proti prachu, ochranné brýle, ...).
- ▷ Další bezpečnostně relevantní upozornění čerpejte z listu bezpečnostních údajů.



UPOZORNĚNÍ:

Všechny v souvislosti s výrobkem vzniklé závažné příhody se musí nahlásit výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a / nebo pacient usídlený.

Vhodný personál



UPOZORNĚNÍ:

Výrobek smějí zpracovávat pouze vyškolení zubní technici/zubní lékaři.



Vlastnosti

Určení účelu

Ceramill A-Splint jsou k použití připravené CAD/CAM polotovary na bázi polymethylmetakrylátu pro frézování lišt a též pro přezkoušení zalícování na sádrovém modelu/ústech pro zhotovení definitivní náhrady.

Popis výrobku

Ceramill A-Splint jsou frézovací polotovary pro výrobu lišt (okluzních lišt). Tyto lišty odstraňují přetížení a / nebo chybné zatížení tvrdé zubní tkáně, parodontu a čelistního kloubu. Doba nošení činí maximálně tři roky.

List s bezpečnostními údaji/prohlášení o shodě

List s bezpečnostními údaji lze stáhnout na webové stránce Amann Girrbach pod *Services > Downloads > Additional documents*. Prohlášení o shodě výrobku je na dotaz k dispozici u výrobce.



Technické údaje

	Jednotka	Ceramill A-Splint (DIN EN ISO 20795-2)
Pevnost v ohybu 3-bodová	MPa	> 100
Hustota	g/cm ³	1,19
Tvrdost podle Vickerse	HV0,2	24
Nasákavost	μg/mm ³	< 25
Rozpustnost	μg/mm ³	< 0,7
Obsah zbytkových monomerů	%	< 1
Lomová houževnatost	MPa√m	> 3,5

Chemické složení

- _ Polymethylmetakrylát (PMMA)

Trvanlivost polotovarů

Polotovary jsou při odpovídajícím skladování použitelné 4 let od data výroby.

Skladování

- _ Uchovávejte pouze v originálním balení.
- _ Skladujte odděleně od potravin.
- _ Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.



Záruka/ručení za vady

Aplikačně technická doporučení, jedno zda jsou sdělena ústně, písemně nebo v průběhu praktické instruktáže, platí jako směrnice. Naše výrobky podléhají kontinuálnímu dalšímu vývoji. Vyhrazuujeme si proto změny v obsluze a konstrukci.

Kontrola polotovarů

Polotovary je třeba po obdržení nezbytně zkontrolovat na jejich bezvadný optický stav. Po použití (přepravou) poškozeného polotovaru už není reklamáce možná.

Montáž na pracovní stůl



Montáž polotovaru je popsána v návodu k obsluze příslušného frézovacího zařízení.

Použití

Indikace

- _ Lišty pro terapeutické náhrady při korekci problémů čelistního kloubu a roviny žvýkání s maximální dobou nošení tři roky.
- _ Kontrola zalícování na sádrovém modelu/ústech před definitivní náhradou.

Kontraindikace

- _ Použití pro definitivní restaurace
- _ Znamá nesnášenlivost se složkami
- _ Všechny indikace, jež nejsou uvedeny v sekci „Indikace“

Vydělení a opracování

- ▷ K vydělení a opracování konstrukcí z polotovaru použijte pro umělou hmotu vhodné křížem ozubené tvrdokovové frézy nebo vhodné dělicí kotouče.
- ▷ Povrchy pečlivě vyleštěte do vysokého lesku.
- ▷ Pro zabránění nepřesnostem zalícování po vyrobení konstrukcí: během opracování a leštění zamezte silnému vývinu tepla.

Dostavba

Konstrukce z polotovarů Ceramill A-Splint lze kdykoli znovu zhotovit a doplnit pomocí všech běžných studených polymerů na bázi MMA.

- ▷ Povrchy předem kondicionujte, přednostně pomocí srovnatelného přílnavého prostředku na bázi MMA.
- ▷ Dbejte údajů dodavatele rozšiřujícího materiálu.



Ochrana životního prostředí

Balení

Při balení je výrobce zapojen do podle zemí specifických recyklačních systémů, jež zaručují optimální recyklaci.

Všechny použité balicí materiály jsou bezpečné pro životní prostředí a dají se recyklovat.

Likvidace polotovarů

Likvidace obsahu/nádoby podle místních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů.

Likvidace podle úředních předpisů.

Příslušenství




Další informace k pro výrobek specifickému příslušenství se nacházejí na www.amanngirrbach.com.


Informace o downloadu


Další návody jsou ke stažení na

www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.











Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

CE 0123

ISO 13485
ISO 9001

Rx only



AMANNGIRRBACH