

## CS Návod k použití

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

**Amann Girrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001



AMANNGIRRBACH

32995FB 2016-08-30

## NÁVOD K POUŽITÍ CERAMILL D-WAX

Překlad originálního návodu k použití

### URČENÍ ÚČELU

Frézovací vosk pro báze totálních protéz pro zpracování v CNC frézovacím zařízení Ceramill Motion 2 (5x).

### POPIS VÝROBKU

Ceramill D-WAX je růžový voskový polotovar lékařských výrobků třídy 1. Slouží pro zhotovení a vyzkoušení bází totálních protéz a opracovává se oboustranně při chlazení vodou pomocí CNC frézovacího zařízení Ceramill Motion 2 (5x). Vosk je vhodný pro přizpůsobení během resp. po vyzkoušení u pacienta.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva:	růžová	
Bod tuhnutí:	84 °C	ISO 2207
Viskozita při 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný	
Bod vzplanutí:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Hustota při 20 °C:	ca. 0,93 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Zápach:	slabě typický	

### CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Uhlovodíkový vosk, přírodní vosk, barviva.

### BALENÍ

760570 Ceramill D-WAX H = 30 mm Tvar zubního oblouku

### SKLADOVÁNÍ

Voskové polotovary chraňte před přímým slunečním zářením. Skladujte v originálním obalu na chladném, dobře větraném místě.

### VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při tepelném zpracování se postarejte o odsávání par a dostatečné větrání. Nebezpečí popálení kůže dané horkou taveninou. Při zpracování používejte osobní ochranný oděv (ochrannou masku proti prachu, ochranné brýle, ochranné rukavice, ochranný plášť).

### INDIKACE

- \_ Pro vyfrézování báze protézy, kterou lze kvůli vyzkoušení nasadit pacientovi do úst.
- \_ Zpracovávat v jednorázovém postupu pro polymery s polymerací za studena nebo teplem.

### TRVANLIVOST

3 roky od data výroby.

### OČIŠTĚNÍ PO VYFRÉZOVÁNÍ

Po vyfrézování se má báze protézy očistit od skvrn chladicí kapaliny pomocí hadříku, který byl předem navlhčený studenou vodou.

Pro užší místa, kam nelze dosáhnout hadříkem, se může použít zubní kartáček s měkkými štětinami.

### LIKVIDACE

Lze zpravidla zlikvidovat s domovním odpadem. Při respektování místních úředních nařízení lze dodat např. do vhodné spalovny.

### ZÁRUKA

Aplikačně-technická doporučení, zcela jedno, zda jsou sdělena ústně, písemně či v souvislosti s praktickou instruktáží, se zakládají na našich vlastních zkušenostech a testech a mohou tudíž platit jen jako vodítko. Naše výrobky podléhají kontinuálnímu dalšímu vývoji. Vyhrazujeme si proto změny v konstrukci a sestavení.

### LISTY S BEZPEČNOSTNÍMI ÚDAJI / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Listy s bezpečnostními údaji a prohlášení o shodě jsou k dispozici na dotaz a na [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)

	Kód šarže
	Číslo výrobku
	Výrobce
	Dbejte návodu k použití
<b>Rx only</b>	Výrobek smí být podle amerického federálního zákona prodán pouze zubním lékařem nebo z příkazu zubního lékaře.
	Použitelné do
	Sériové číslo