

CS Návod k použití

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amangirrbach.com
www.amangirrbach.com



Made in the European Union



Rx only

DIN EN ISO 13485
ISO 9001

31661FB 2016-08-30

AMANNGIRRBACH

NÁVOD K POUŽITÍ Ceramill PMMA

Překlad originálního návodu k použití

URČENÍ ÚČELU

Průhledná, beze zbytku spalitelná umělá hmota pro zpracování ve frézovacím zařízení.

POPIS VÝROBKU

Ceramill PMMA je průhledný umělohmotný polotovár lékařských výrobků třídy 1. Slouží pro zhotovení a vyzkoušení těles a opracovává se pomocí frézovacího zařízení.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Barva	bezbarvá nebo zbarvená
Zápach	bez zápachu
Teplota měknutí	ca. 102 °C
Bod vzplanutí	> 250 °C
Hustota	1,19 g/cm ³ při 20 °C
Rozpustnost ve vodě	nerozpustná

CHEMICKÉ SLOŽENÍ (HMOT. %)

100 % PMMA (polymethylmetakrylát)

SKLADOVÁNÍ

Žádná zvláštní opatření nejsou zapotřebí.

VAROVNÁ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při zpracování používejte osobní ochranný oděv (ochrannou masku proti prachu, ochranné brýle, ...).

INDIKACE

- _ Kontrola lícování a funkčnosti zubně-technického díla na sádrovém modelu a v ústech pacienta.
- _ Nevhodné pro delší časový interval v ústech (max. 5 minut).
- _ Pro zpracování metodou odlévání, lisování nebo přelísování.

KONTRAINDIKACE

- _ Nesnášenlivost PMMA

VYTVOŘENÍ TĚLESA A DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ

Dbejte údajů výrobce příslušného materiálu, v kterém bude konstrukce odlita nebo vylisována. Pro zamezení trhlin v zalévací hmotě se doporučuje konstrukci před zalitím potáhnout tenkou vrstvou vosku.

PMMA konstrukce se musí před vložením do úst podle hygienických směrnic očistit a vydezinfikovat.

TRVANLIVOST

5 let od data výroby.

LIKVIDACE

K tomu je třeba oslovit příslušnou licencovanou firmu provádějící likvidaci.

ZÁRUKA

Aplikačně-technická doporučení, zcela jedno, zda jsou sdělena ústně, písemně či v souvislosti s praktickou instruktáží, se zakládají na našich vlastních zkušenostech a testech a mohou tudíž platit jen jako vodítko. Naše výrobky podléhají kontinuálnímu dalšímu vývoji. Vyhrazujeme si proto změny v konstrukci a sestavení.

LISTY S BEZPEČNOSTNÍMI ÚDAJI / PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Listy s bezpečnostními údaji a prohlášení o shodě jsou k dispozici na dotaz a na www.amangirrbach.com

LOT	Kód šarže
REF	Číslo výrobku
	Výrobce
	Dbejte návodu k použití
Rx only	Výrobek smí být podle amerického federálního zákona prodán pouze zubním lékařem nebo z příkazu zubního lékaře.
	Použitelné do
SN	Sériové číslo