

ceramill[®] a-splint

DA Brugsanvisning



AMANNGIRRBACH

- Oversættelse af den originale brugsvejledning -

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Symbolforklaring | 4 |
| Generelle sikkerhedsforskrifter | 6 |
| Egnet personale | 6 |
| Egenskaber | 7 |
| Reklamationsret, garanti/ansvarsfrihed | 9 |
| Kontrol af råemnerne | 9 |
| Montering i arbejdsbordet | 9 |
| Anvendelse | 10 |
| Miljøbeskyttelse | 11 |
| Tilbehør | 12 |
| Downloadinformationer | 12 |

DA



Symbolforklaring

Advarsler



Advarsler i teksten er kendetegnet med og indrammet af en advarselstrekant.



Hvis der er fare på grund af strøm, erstattes udråbstegnet i advarselstrekanten af et lysesymbol.

Signalord i starten af en advarsel kendetegner typen og alvorligheden af følgerne, hvis forholdsreglerne til afværgelse af faren ikke overholdes.

- _ **BEMÆRK** betyder, at tingskader kan opstå.
- _ **FORSIGTIG** betyder, at lette til mellemsvære personskader kan opstå.
- _ **ADVARSEL** betyder, at alvorlige personskader kan opstå.
- _ **FARE** betyder, at livsfarlige personskader kan opstå.

Vigtige informationer






Vigtige informationer uden fare for mennesker eller ting er kendetegnet med symbolet, der ses her. De er ligeledes indrammet af linjer.



Yderligere symboler i anvisningen

| Symbol | Betydning |
|--------|---|
| ▷ | Punkt, der ses i forbindelse med beskrivelse af en handling |
| – | Punkt i en liste |
| • | Underpunkt i en beskrivelse af en handling eller en liste |
| [3] | Tal i firkantede parenteser refererer til tal i en grafik |

Yderligere symboler på produktet

| Symbol | Betydning |
|--|---|
| MD | Medicinsk udstyr |
| UDI | Unik udstyrsidentifikationskode |
| REF | Artikelnummer |
| LOT | Chargekode |
|  | Producent |
|  | Brugsanvisning skal overholdes |
|  | Kan bruges indtil |
| Rx only | Produktet må iht. amerikansk ret kun sælges af eller på vegne af en tandlæge. |
| SN | Serienummer |

Generelle sikkerhedsforskrifter

DA



FORSIGTIG:

Belastning af sundheden som følge af støv fra PMMA!

Når konstruktioner fra Ceramill A-Splint bearbejdes, kan der opstå støv, der kan føre til mekanisk irritation af øjne og luftveje.

- ▷ Sørg altid for, at opsugningen fungerer korrekt på fræsemaskinen og arbejdspladsen til individuel efterbearbejdning.
- ▷ Brug personligt beskyttelsesværn (støvbeskyttelsesmaske, beskyttelsesbriller, ...) under arbejdet.
- ▷ Yderligere sikkerhedsrelevante henvisninger fremgår af sikkerhedsdatabladet.



BEMÆRK:

Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med udstyret, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren og/eller patienten er etableret.

Egnet personale



BEMÆRK:

Produktet må kun forarbejdes af uddannede tandteknikere/tandlæger.



Egenskaber

Formål

Ceramill A-Splint er egnet til at fremstille udtagelige bidplansskinner.

Produktbeskrivelse

Ceramill A-Splint er fræseråemner til at fremstille skinner (okklusions-skinner). De kan bruges i maks. tre år.



Efterkontrol hos tandlægen:

Det anbefales indtrængende at kontrollere bidplansskinnen i patientens mund en gang om året. Gennemfør evt. korrekturer.

Sikkerhedsdatablad/overensstemmelseserklæring

Sikkerhedsdatabladet kan downloades på hjemmesiden fra Amann Girrbach under *Services > Downloads > Additional documents*. Produktets overensstemmelseserklæring kan fås ved henvendelse til producenten.



Tekniske data

| | Enhed | Ceramill A-Splint (DIN EN ISO 20795-2) |
|--------------------|--------------------|---|
| 3-punkt-bøjestykke | MPa | > 100 |
| Tæthed | g/cm ³ | 1,19 |
| Vickers hårdhed | HV0,2 | 24 |
| Vandoptagelse | µg/mm ³ | < 25 |
| Opløselighed | µg/mm ³ | < 0,7 |
| Restmonomerindhold | % | < 1 |
| Brudsejhed | MPa√m | > 3,5 |

Kemisk sammensætning

_ Polymethylmethacrylat (PMMA)

Råemnernes holdbarhed

Råemnerne kan bruges i 4 år fra produktionsdato, hvis de opbevares korrekt.

Opbevaring

- _ Må kun opbevares i den originale emballage.
- _ Skal opbevares separat fra fødevarer.
- _ Beholderne skal holdes tæt lukket.



Reklamationsret, garanti/ansvarsfrihed

Anvendelsestekniske anbefalinger, uafhængigt af om de tildeles mundtligt, skriftligt eller i forbindelse med en praktisk vejledning, gælder som retningsgivende. Vores produkter udvikles kontinuerligt. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre håndtering og sammensætning.

Kontrol af råemnerne

Råemnerne skal ubetinget kontrolleres for korrekt, optisk tilstand efter modtagelsen. Bruges et (transport-) beskadiget råemne, bortfalder ethvert reklamationskrav.

Montering i arbejdsbordet



Monteringen af råemnerne er beskrevet i betjeningsvejledningen, der følger med den enkelte fræsemaskine.

Anvendelse

Indikationer

- _ Fremstilling af udtagelige bidplansskinner.

Kontraindikationer

- _ Brug til definitive restaurationer
- _ kendte uforeneligheder med bestanddelene
- _ alle indikationer, der ikke er angivet under „Indikationer“

Udskillelse og udarbejdelse

- ▷ Til udskillelse og udarbejdelse af konstruktioner på basis af råemnet til krydsfortandede hårdmetalfræsere, der er egnet til kunststof, eller egnede skæreskiver.
- ▷ Poler overfladen omhyggeligt, så den skinner.
- ▷ For at undgå unøjagtig pasning når konstruktionen er fremstillet: forhindr stor varmeudvikling under færdiggørelsen og poleringsarbejdet.



Udvidelse

Konstruktioner af Ceramill A-Splint kan til enhver tid suppleres med alle almindelige koldpolymerisater på basis af MMA. Vær her opmærksom på følgende:

- ▷ Konditioner overfladen forinden, helst med et lignende koblingsmiddel på MMA basis.
- ▷ Læs og overhold producentens oplysninger fra udvidelsesmaterialets udbyder.

Miljøbeskyttelse

Emballage

Mht. emballage deltager producenten i de landespecifikke genanvendelsessystemer, der sikrer en optimal recycling.

Al emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer, der kan genbruges.

Bortskaffelse af råemnerne

Indholdet/beholderen skal bortskaffes iht. de lokale/regionale/internationale forskrifter.

Bortskaffelse iht. gældende forskrifter fra myndighederne.

Tilbehør




Yderligere informationer om produktspecifikt tilbehør findes under www.amanngirrbach.com.

Downloadinformationer

Yderligere vejledninger kan downloades under www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.









Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

CE 0123

ISO 13485
ISO 9001

Rx only



AMANNGIRRBACH