

DA Brugsvejledning

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001

AMANNGIRRBACH

32995FB 2016-08-30

BRUGSVEJLEDNING CERAMILL D-WAX

Oversættelse af den originale brugsvejledning

FORMÅL

Fræsevoks til totale protesebaser til forarbejdning i CNC fræseapparatet Ceramill Motion 2 (5x).

PRODUKTBESKRIVELSE

Ceramill D-WAX er et råemne af rosafarvet voks fra medicinklasse 1. Det bruges til at fremstille og teste totale protesebaser og bearbejdes med CNC-fræseapparatet Ceramill Motion 2 (5x) på begge sider under vandkøling. Vokset er egnet til at omstille under og efter testen på patienten.

TEKNISKE DATA

Farve:	rosa	
Størkningspunkt:	84 °C	ISO 2207
Viskositet ved 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Opløselighed i vand:	uopløselig	
Flammepunkt:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Tæthed ved 20 °C:	ca. 0,93g/cm ³	DIN 53217
Lugt:	svag typisk	

KEMISK SAMMENSÆTNING

Kulbrinte, naturvokser, farvestoffer.

PAKKEENHEDER

760570	Ceramill D-WAX	H = 30 mm	Tandbueform
--------	----------------	-----------	-------------

OPBEVARING

Beskyt råemner af voks mod direkte solstråler. Opbevar dem i original emballage et køligt, godt ventileret sted.

ADVARSELS- OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Sørg for opugning af dampe og tilstrækkelig udluftning under termisk forarbejdning. Fare for forbrænding af huden som følge af varm smeltetmasse. Brug personligt beskyttelsesværn (støvbekyttelsesmaske, beskyttelsesbriller, beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj) under arbejdet.

INDIKATION

- _ Til fræsning af en protesebasis, der kan sættes ind i patientens mund som en test.
- _ Til forarbejdning i etlagsproces til kold- eller varmpolymerisat.

HOLDBARHED

3 år fra produktionsdato.

RENGØRING EFTER FRÆSNING

Efter fræsningen skal protesebasen renses for pletter fra kølevæske vha. en klud, der skal fugtes med koldt vand forinden.

Til smalle steder, hvor det ikke er muligt at komme hen med kluden, kan der bruges en tandbørste med bløde børster.

BORTSKAFFELSE

Kan normalt smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Det kan f.eks. afleveres til et egnet forbrændingsanlæg, hvis dette overholder de lokale forskrifter fra myndighederne.

GARANTI

Tekniske anbefalinger mht. anvendelse, uafhængigt af om de er givet mundtligt, skriftligt eller i løbet af en praktisk vejledning, baserer på vores egne erfaringer og forsøg og kan derfor kun betragtes som retningslinje. Vores produkter udvikles kontinuerligt. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre konstruktion og sammensætning.

SIKKERHEDSDATABLADE / OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Sikkerhedsdatablade og overensstemmelseserklæringer fås ved forespørgsel og under www.amanngirrbach.com

LOT	Chargekode
REF	Artikelnummer
	Producent
	Brugsvejledning skal overholdes
Rx only	Produktet må iht. amerikansk ret kun sælges af eller på vegne af en tandlæge.
	Kan bruges indtil
SN	Serienummer