



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001

**AMANNGIRSBACH**

31661FB 2016-08-30

## BRUGSVEJLEDNING Ceramill PMMA

Oversættelse af den originale brugsvejledning

### FORMÅL

Gennemsigtigt, resteløst, forbrændbart kunststof til forarbejdning i en fræsemaskine.

### PRODUKTBESKRIVELSE

Ceramill PMMA er et råemne af gennemsigtigt kunststof fra medicinproduktklasse 1. Det bruges til at fremstille og teste fundamenter og bearbejdes med et fræseapparat.

### TEKNISKE DATA

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Farve                 | farveløs eller indfarvet         |
| Lugt                  | lugtfri                          |
| Blødgøringstemperatur | ca. 102 °C                       |
| Flammepunkt           | > 250 °C                         |
| Tæthed                | 1,19 g/cm <sup>3</sup> ved 20 °C |
| Vandopløselighed      | uopløselig                       |

### KEMISK SAMMENSÆTNING (VÆGT -%)

100% PMMA (polymethylmetakrylat)

### OPBEVARING

Der kræves ingen særlige foranstaltninger.

### ADVARSELS- OG SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Brug personligt beskyttelsesværn (støvbeskyttelsesmaske, beskyttelsesbriller, ...) under arbejdet.

### INDIKATION

- \_ Kontrol af pasning og funktionalitet af det tandtekniske arbejde på gipsmodellen og i patientens mund.
- \_ Ikke egnet til længere tid i munden (maks. 5 minutter).
- \_ Skal forarbejdes vha. støbe-, presse- eller overpresseproces.

### KONTRAINDIKATION

- \_ PMMA uforenelighed

### FUNDAMENTFORMGIVNING OG VIDEREFORARBEJDNING

Overhold producentens oplysninger, der findes til det enkelte materiale, i hvilket fundamentet støbes eller presses. For at forhindre revner i indstøbningssmassen anbefales det at forsyne fundamentet med et tyndt lag voks før indstøbningen. PMMA fundamentet skal renses og desinficeres iht. hygiejneretningslinjen, før det sættes ind i munden.

### HOLDBARHED

Holdbar i 5 år fra produktionsdato

### BORTSKAFFELSE

Kontakt hertil det ansvarlige, godkendte bortskaffelsesfirma.

### GARANTI

Tekniske anbefalinger mht. anvendelse, uafhængigt af om de er givet mundtligt, skriftligt eller i løbet af en praktisk vejledning, baserer på vores egne erfaringer og forsøg og kan derfor kun betragtes som retningslinje. Vores produkter udvikles kontinuerligt. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre konstruktion og sammensætning.

### SIKKERHEDSDATABLADE / OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Sikkerhedsdatablade og overensstemmelseserklæringer fås ved forespørgsel og under [www.amanngirschbach.com](http://www.amanngirschbach.com)

|                |   |
|----------------|---|
| <b>LOT</b>     | Chargekode  |
| <b>REF</b>     | Artikelnummer   |
|                | Producent   |
|                | Brugsanvisning skal overholdes  |
| <b>Rx only</b> | Produktet må iht. amerikansk ret kun sælges af eller på vegne af en tandlæge. |
|                | Kan bruges indtil   |
| <b>SN</b>      | Serienummer   |