

## ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com

**Amann Girrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)

Distribution | Vertrieb D/A



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001

**AMANNGIRRBACH**

32995FB 2016-08-30

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CERAMILL D-WAX

Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης

### ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Κηρός φρεζαρίσματος για βάσεις ολικών τεχνητών οδοντοστοιχιών για κατεργασία στη συσκευή φρεζαρίσματος CNC Ceramc Motion 2 (5x).

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Ceramill D WAX είναι ένα ακατέργαστο τεμάχιο κηρού της κατηγορίας ιατρικών προϊόντων 1. Χρησιμεύει στη κατασκευή και δοκιμή βάσεων ολικών τεχνητών οδοντοστοιχιών και κατεργάζεται αμφίπλευρα και με ψύξη νερού με τη συσκευή φρεζαρίσματος CNC Ceramc Motion 2 (5x). Ο κηρός είναι κατάλληλο για μετατροπές κατά τη διάρκεια της δοκιμής στον ασθενή καθώς και μετά απ' αυτήν.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα:	ροζ	
Σημείο στερεοποίησης:	84 °C	ISO 2207
Ιξώδες σε 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Διαλυτότητα στο νερό:	αδιάλυτο στο νερό	
Σημείο ανάφλεξης:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Πυκνότητα σε 20 °C:	περίπου 0,93 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Οσμή:	αμυδρά χαρακτηριστική	

### ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

Κηροί υδρογονανθράκων, φυσικοί κηροί, βαφές.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

760570 Ceramill D-WAX Ύψος = 30 mm Σχήμα καμπύλης δοντιού

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα ακατέργαστα τεμάχια κηρού πρέπει να προστατεύονται από άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Να αποθηκεύεται στη γνήσια συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη θερμική κατεργασία πρέπει να αναρροφώνται οι αναθυμιάσεις και να αερίζεται επαρκώς ο χώρος. Κίνδυνος εγκαυμάτων από καυτές εκχύσεις. Όταν εργάζεστε να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (αναπνευστική μάσκα, προστατευτικά γυαλιά, παπούτσια ασφαλείας, προστατευτική ποδιά).

### ΕΝΔΕΙΞΗ

- \_ Για το φρεζάρισμα βάσεων τεχνητών οδοντοστοιχιών που μπορεί να τοποθετηθεί δοκιμαστικά στο στόμα του ασθενή.
- \_ Για κατεργασία με διαδικασία ενσωμάτωσης για ψυχρά και θερμά προϊόντα πολυμερισμού.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

3 έτη από την ημερομηνία κατασκευής

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ

Η βάση της τεχνητής οδοντοστοιχίας πρέπει να καθαρίζεται από τυχόν λεκέδες και ψυκτικά υγρά με πανί ελαφρά βρεγμένο με νερό.

Για τον καθαρισμό θέσεων που δεν μπαίνει το πανί μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια οδοντόβουρτσα με μαλακές τρίχες.

### ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Κανονικά αποσύρεται μαζί με τα απορρίμματα του νοικοκυριού σας. Λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε τοπικών κρατικών διατάξεων μπορούν π.χ. να προσκομιστούν σε μια εγκατάσταση αποτέφρωσης.

### ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι τεχνικές προτάσεις χρήσης, είτε αυτές επακολουθούν προφορικώς, γραπτώς, ή στο πλαίσιο πρακτικής ενημέρωσης βασίζονται στις δικές μας εμπειρίες και δοκιμές και γι' αυτό ισχύουν μόνο σαν κατευθυντήριες γραμμές. Τα προϊόντα μας εξελίσσονται διαρκώς. Γι' αυτό επιφυλασσόμαστε σχετικά με ενδεχόμενες μετατροπές σε κατασκευή και σύνθεση .

### ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και για τις δηλώσεις συμμόρφωσης μπορείτε να μας ρωτήσετε ή να τα/τις κατεβάστε από την ιστοσελίδα [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)

**LOT** Κωδ. παρτίδας

**REF** Κωδ. αριθ.

Κατασκευαστής

Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

**Rx only** Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Δίκαιο των ΗΠΑ η πώληση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο μέσω ή με εντολή.

Ημερομηνία λήξης

**SN** Αριθμός σειράς