

Οδηγίες χρήσης

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girschbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirschbach.com
www.amanngirschbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001

AMANNGIRSBACH

2016-08-30

31661FB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ceramill PMMA

Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαφανές, χωρίς υπολείμματα εύφλεκτο πλαστικό υλικό για επεξεργασία σε συσκευές φρεζαρίσματος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το Ceramill PMMA είναι ένα ακατέργαστο τεμάχιο από πλαστικό υλικό της κατηγορίας ιατρικών προϊόντων 1. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή και τη δοκιμή σκελετών και κατεργάζεται με συσκευές φρεζαρίσματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χρώμα	άχρωμο ή χρωματισμένο
Οσμή	άοσμο
Θερμοκρασία μάλαξης	ca. 102 °C
Σημείο ανάφλεξης	> 250 °C
Πυκνότητα	1,19 g/cm ³ σε 20 °C
Διαλυτότητα στο νερό	αδιάλυτο

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (GEW. -%)

100 % PMMA (Πολυμεθυλμεθακρυλικό)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν εργάζεστε να φοράτε προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό (μάσκα προστασίας από σκόνη, προστατευτικά γυαλιά, ...).

ΕΝΔΕΙΞΗ

- _ Έλεγχος της εφαρμογής και της λειτουργικότητας της οδοντοτεχνικής εργασίας στο γύψινο αποτύπωμα και στο στόμα του ασθενή.
- _ Δεν είναι κατάλληλο για να παραμείνει πολλή ώρα στο στόμα (το πολύ για 5 λεπτά).
- _ Κατεργασία με τις διαδικασίες χύτευσης, συμπίεση ή υπερσυμπίεση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ

- _ PMMA Ευπάθεια

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΚΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΕΤΑΙΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Να τηρείτε τις σχετικές με το εκάστοτε υλικό, στο οποίο χυτεύεται ή πρεσάρετε ο σκελετός, υποδείξεις του κατασκευαστή. Για να αποφευχθούν τυχόν ρωγμές στο υλικό ενσωμάτωσης προτείνεται, πριν την ενσωμάτωση, ο σκελετός να επαλειφτεί με ένα λεπτό στρώμα κεριού.

Ο σκελετός PMMA πρέπει, πριν την τοποθέτηση στο στόμα, να καθαρίζεται και να αποστειρώνεται σύμφωνα με την οδηγία υγιεινής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

διατηρητέο 5 έτη από την ημερομηνία κατασκευής

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Σχετικά πρέπει να απευθύνεστε στην εγκεκριμένο αρμόδια υπηρεσία απόσυρσης.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Οι τεχνικές προτάσεις χρήσης, είτε αυτές επακολουθούν προφορικώς, γραπτώς, ή στο πλαίσιο πρακτική ενημέρωσης βασίζονται στις δικές μας εμπειρίες και δοκιμές και γι' αυτό ισχύουν μόνο σαν κατευθυντήριες γραμμές. Τα προϊόντα μας εξελίσσονται διαρκώς. Γι' αυτό επιφυλασσόμαστε σχετικά με ενδεχόμενες μετατροπές σε κατασκευή και σύνθεση.

ΦΥΛΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Για τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και τις δηλώσεις συμμόρφωσης μπορείτε να μας ρωτήσετε ή να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα www.amanngirschbach.com.

LOT Κωδ. παρτίδας

REF Κωδ. αριθ.

Κατασκευαστής

Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

Rx only Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Δίκαιο των ΗΠΑ η πώληση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο μέσω ή με εντολή.

Ημερομηνία λήξης

SN Αριθμός σειράς