

Manufacturer | Hersteller

Distribution | Vertrieb

Merz Dental GmbH
Eetzweg 20
24321 Lütjenburg | Germany
Fon +49 4381 403-0
Fax +49 4381 403-403

www.merz-dental.de

Amann Girschbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirschbach.com
www.amanngirschbach.com

AMANNGIRSBACH



CE 0482

EN ISO 13485

32572-FB 2017-01-09

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ceramill Splintec

Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών χρήσης. Παρακαλούμε διαβάστε τις προσεκτικά!

ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Τα Ceramill Splintec είναι ακατέργαστα τεμάχια, διαφανές, εξάλειψη των υπερβολικών ή εσφαλμένων φορτίων στη σκληρή οδοντική ουσία, στη συσκευή συγκράτησης δοντιών και στην κροταφογοναθική διάρθρωση μέσω ναρθήκων (επίπεδα δήξης) / Κατασκευή ειδικών για τον ασθενή υποδειγμάτων διάτρησης για τη σωστή τοποθέτηση των εμφυτευμάτων*.

ΕΝΔΕΙΞΗ

- Φυσιολογικές λειτουργικές διαταραχές οι οποίες οδηγούν σε απώλεια σκληρής οδοντικής ουσίας μέσω εκτριβής
- Πλήρης απώλεια μεμονωμένων δοντιών

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ

- _ Υπερευαίσθησία στις ακρυλικές ενώσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ CERAMILL SPLINTEC

Έλεγχος κατά

Πυκνότητα	1,19 g/cm ³	EN ISO 10477
Διαλυτότητα	0,2 μg/mm ³	EN ISO 10477
Απορρόφηση νερού	26,5 μg/mm ³	EN ISO 10477
Μονάδα κάμψης	2773 MPa	EN ISO 20795-1:2013
Αντοχή σε κάμψη	96,6 MPa	EN ISO 20795-1:2013

ΣΥΣΤΑΣΗ

- _ Παραμεθοξυμεθυλοαμφεταμίνη (PMMA) και δικτυωμένα πολυμερή με βάση εστέρες του μεθακρυλικού οξέος
- _ Υπολειμματικό υπεροξειδίο ως υπεροξειδίο του διβενζοϋλίου
- _ Μεθακρυλικός μεθυλεστέρας (MMA) μπορεί να περιέχεται ως υπολειμματικό μονομερές μέχρι το πολύ 1%.

ΧΡΩΜΑ

Clear (διαφανές)

ΔΟΒΑ ΝΟΣΗΝΙ

Χρόνος τοποθέτησης έως 3 χρόνια.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Κατά την επεξεργασία κατασκευών από Ceramill Splintec μπορεί να δημιουργηθούν σκόνες που μπορεί να προκαλέσουν τον μηχανικό ερεθισμό των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος. Ως εκ τούτου, φροντίζετε πάντα την εύρυθμη λειτουργία αναρρόφησης για τη συσκευή φρεζαρί-σματος και τον χώρο εργασίας για ατομική μετεπεξεργασία καθώς και τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας σας. Περισσότερες σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας θα βρείτε στο φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

- _ Για το φινιρίσμα και την αφαίρεση των κατασκευών, στεφανών, γεφυρών, βάσεων οδοντοστοιχίας, επιπέδων δήξης και υποδειγμάτων διάτρησης από το πρόπλασμα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες για πλαστικό φρέζες καρβιδίου βολφραμίου εγκάρσιας κοπής ή κατάλληλοι δίσκοι κοπής.
- _ Για να αποφευχθεί η ανακριβής εφαρμογή μετά τη δημιουργία της κατασκευής, θα πρέπει να αποφεύγεται η έντονη θερμότητα κατά τη διάρκεια του φινιρίσματος και της στίλβωσης.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ

Κατασκευές, στεφάνες, γέφυρες, βάσεις οδοντοστοιχιών, επίπεδα δήξης και υποδείγματα διάτρησης, τα οποία έχουν κατασκευαστεί με Ceramill Splintec, μπορούν ανά πάσα στιγμή να αποκατασταθούν και να επιδιορθωθούν χρησιμοποιώντας όλα τα πολυμερή ψυχρού πολυμερισμού με βάση MMA που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως π.χ. CombiPress N/LM, Wegerpress® ή artConcept®. Απαιτείται προπαρασκευή της επιφάνειας, κατά προτίμηση με artConnect ή έναν ισοδύναμο συγκολλητικό παράγοντα με βάση MMA.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Σε κάθε διαδικασία πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός LOT που απαιτεί μια αναγνώριση υλικού. Για να διασφαλιστεί η ιχνηλάτηση και η αντιστοίχιση των δεδομένων προϊόντος καθώς και των αριθμών παρτίδας για τον ασθενή ανά πάσα στιγμή, συνιστάται η φύλαξη του προπλάσματος στην αρχική συσκευασία μεταξύ δύο διαδικασιών φρεζαρίσματος.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Το Ceramill Splintec δεν διαλύεται στο νερό, είναι ανενεργό, δεν αποτελεί κίνδυνο για τα υπόγεια ύδατα κι έτσι μπορεί να αποσυρθεί μαζί με τα κοινά απορρίμματα του σπιτιού σας.

ΦΥΛΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ζητήστε μας τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας και τις δηλώσεις συμμόρφωσης ή κατεβάστε τις από την ιστοσελίδα www.amanngirschbach.com.

Ημερομηνία πληροφοριών: 2016-08:

Οι ιδιότητες του προϊόντος ισχύουν μόνο όταν τηρείται και λαμβάνεται υπόψη η παρούσα πληροφορία χρήσης.

* Εξαρτάται από το πακέτο λογισμικού CAD

LOT Κωδ. παρτίδας

REF Κωδ. αριθ.

Κατασκευαστής

Να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης

Ημερομηνία λήξης