

HU Kezelési útmutató

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001

AMANNGIRRBACH

31661FB 2016-08-30

Ceramill PMMA KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Az eredeti kezelési útmutató fordítása

A TERMÉK RENDELTETÉSE

Átlátszó, maradéktalanul elégethető műanyag egy marógépben való megmunkáláshoz.

A TERMÉK LEÍRÁSA

A Ceramill PMMA egy az orvosi termékek 1. osztályához tartozó átlátszó műanyag nyersdarab. A nyersdarab vázak gyártására és kipróbálására szolgál, a megmunkálásához marógépet használnak.

MŰSZAKI ADATOK

Szín	színtelen vagy színezett
szag	szagtalan
Lágyulási hőmérséklet	ca. 102 °C
Gyúléspont	> 250 °C
Sűrűség	1,19 g/cm ³ 20 °C hőmérséklet mellett
Vízben való oldhatóság	Nem oldható

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL (SÚLY -%)

100 % PMMA (polimetilmetakrilát)

TÁROLÁS

Különleges intézkedésekre nincs szükség.

FIGYELMEZTETŐ MEGJEGYZÉSEK ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A megmunkálás során viseljen személyes védő ruhát (porvédő álarc, védőszemüveg, ...).

JAVALLATOK

- _ A fogtechnikai munka illesztésének és funkcionalitásának ellenőrzése gipszmodellen és a paciens szájában.
- _ Nem tartható hosszabb ideig a szájban (legfeljebb 5 perc).
- _ Öntési, préselési vagy felülpréselési eljárással való megmunkáláshoz.

ELLENJAVALLATOK

- _ PMMA összeférhetetlenség

A VÁZ KIALAKÍTÁSA ÉS A TOVÁBBI MEGMUNKÁLÁS

Tartsa be a gyártónak arra a mindenkori anyagra vonatkozó előírásait, amelybe a váz kiöntésre vagy bepréselésre kerül. A beágyazó anyag repedéseinek megakadályozására ajánlatos a vázat a beágyazás előtt egy vékony viaszréteggel bevonni.

A PMMA vázat a szájba való behelyezés előtt a higiéniai irányelveknek megfelelően meg kell tisztítani és fertőtleníteni kell.

TARTÓSSÁG

A gyártási dátumtól kezdve 5 év.

HULLADÉKKEZELÉS

Ehhez egyeztetni kell az illetékes, engedélyezett hulladékkezelő vállalattal.

SZAVATOSSÁG

Az alkalmazástechnikai javaslatok, akár szóban, akár írásban, akár egy gyakorlati bevezetés kereteiben kerülnek átadásra, saját tapasztalatainkon és kísérleteinken alapulnak és ezért csak irányelvként használhatók. Termékeinket folyamatosan továbbfejlesztjük. A termékek szerkezetének és összetételének bármikori megváltoztatására ezért minden jog fenntartva.

BIZTONSÁGI ADATLAPOK / KONFORMITÁSI NYILATKOZAT

A biztonsági adatlapok és a konformitási nyilatkozat kérésre megkaphatóak és a www.amanngirrbach.com honlapon is megtalálhatók.

LOT Gyártási adag kódja

REF Cikkszám

Gyártó

Vegye figyelembe a Használati útmutatót!

Rx only A terméket az U.S.A Szövetségi Törvényének megfelelően csak egy fogorvos adhatja el, vagy egy fogorvos megbízása alapján szabad eladni.

Felhasználási határidő

SN Gyári szám