

Naudojimo instrukcija

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001



AMANNGIRRBACH

32995FB 2016-08-30

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA CERAMILL D-WAX

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

PASKIRTIS

Frezavimo vaškas pilnų protezų bazėms apdoroti CNC frezavimo aparate Ceramill Motion 2 (5x).

PRODUKTO APRAŠAS

Ceramill D-WAX yra rožinės spalvos vaško ruošinys, priskiriamas 1 medicinos produktų klasei. Jis yra skirtas pilnų protezų bazėms gaminti ir bandyti, apdorojamas CNC frezavimo aparatu Ceramill Motion 2 (5x) iš abiejų pusių aušinant vandeniu. Vaškas skirtas pataisymams pacientui bandant arba po išbandymo atlikti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva:	rožinė	
Stingimo temperatūra	84 °C	ISO 2207
Klumpumas 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Tirpumas vandenyje:	netirpus	
Pliūpsnio temperatūra:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Tankis, esant 20 °C:	apie 0,93 g/cm ³	DIN 53217
Kvapnas:	silpnas, tipinis	

CHEMINĖ SUDĖTIS

Angliavandenių vaškas, natūralus vaškas, dažai

PAKUOČIŲ TURINYS

760570 Ceramill D-WAX A = 30 mm Danties lanko forma

SANDĖLIAVIMAS

Saugokite vaško ruošinius nuo tiesioginių saulės spindulių. Laikykite originalioje pakuotėje ir vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

ĮSPĖJAMAI IR SAUGOS NURODYMAI

Atlikdami terminį apdorojimą pasirūpinkite garų nusiurbimu ir pakankamu vėdinimu. Odos nudegimų pavojus dėl karšto lydinio. Apdorojant būtina naudoti asmeninės apsaugos priemones (respiratorių, apsauginius akinius, apsaugines pirštines, apsauginį apsiaustą).

INDIKACIJA

- _ Protezo bazei frezuoti, kurią galima įdėti pacientui į burną išbandyti.
- _ Apdorojimui šalto arba karšto polimerizato apliejimo metodu.

TINKAMUMAS NAUDOTI

3 metų nuo pagaminimo datos.

VALYMAS PO FREZAVIMO

Baigus frezuoti reikia nuvalyti nuo protezo aušinimo skysčio dėmes servetėle, prieš tai sudrėkinta šaltu vandeniu.

Siauresnėms vietoms, kurių neįmanoma pasiekti servetėle, naudokite minkštą dantų šepetėlį.

ŠALINIMAS

Paprastai galima šalinti su buitinėmis atliekomis. Laikantis vietos oficialių reikalavimų galima atiduoti, pvz., tinkamą atliekų deginimo įmonei.

GARANTIJA

Naudojimo technikos patarimai, nesvarbu, ar jie pateikti žodžiu, raštu ar praktinių mokymų metu, remiasi mūsų patirtimi ir bandymais ir yra tik rekomendacinio pobūdžio. Mūsų produktai ir toliau nuolat tobulinami. Todėl pasiliegame teisę daryti jų konstrukcijos ir sudėties pakeitimus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI / ATITIKTIES DEKLARACIJA

Saugos duomenų lapai ir atitikties deklaracija pateikiami paprašius, taip pat juos galima rasti tinklalapyje www.amanngirrbach.com

LOT Partijos numeris

REF Prekės numeris

Gamintojas

Laikykitės naudojimo instrukcijos

Rx only Produktu pagal Federalinę JAV įstatymą leidžiama prekiauti tik odontologui arba jo pavedimu.

Tinka naudoti iki

SN Serijos numeris