

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girschbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirschbach.com
www.amanngirschbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001

AMANNGIRSBACH

31661FB 2016-08-30

Ceramill PMMA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

PASKIRTIS

Skaidrus, sudeginamas nepaliekant likučių plastikas, skirtas perdirbti frezavimo aparate.

PRODUKTO APRAŠAS

Ceramill PMMA yra skaidrus plastikinis ruošinys, priskiriamas 1 medicinos produktų klasei. Jis skirtas karkasams gaminti ir išbandyti bei apdorojamas frezavimo aparatu.

TECHNINIAI DUOMENYS

Spalva	bespalvis arba dažytas
Kvapasis	bekvapis
Minkštėjimo temperatūra	ca. 102 °C
Pliūpsnio temperatūra	> 250 °C
Tankis	1,19 g/cm ³ esant 20 °C
Tirpumas vandenyje	netirpus

CHEMINĖ SUDĖTIS (MAS. %)

100 % PMMA (polimetilmetakrilatas)

SANDĖLIAVIMAS

Jokios ypatingos priemonės nereikalingos.

ĮSPĖJAMAI IR SAUGOS NURODYMAI

Apdorojant būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones (respiratorių, apsauginius akinius ir kt.).

INDIKACIJA

- _ Tinkamumo ir funkcionalumo odontologiniam darbui tikrinimas su gipsiniu modeliu ir paciento burnoje.
- _ Nėra skirtas ilgiam laikotarpiui burnoje (maks. 5 min.).
- _ Apdorojimui liejimo, presavimo arba perpresavimo metodu.

KONTRAINDIKACIJA

- _ PMMA netoleravimas

KARKASO FORMAVIMAS IR TOLESNIS APDIRBIMAS

Atsižvelkite į atitinkamos medžiagos, iš kurios liejamas arba presuojamas karkasas, gamintojo duomenis. Kad būtų išvengta įtrūkimų liejimo formos masėje, rekomenduojama prieš įdedant padengti karkasą plonu vaško sluoksniu. PMMA karkasas prieš įstatant į burną turi būti nuvalomas ir dezinfekuojamas pagal higienos reikalavimus.

TINKAMUMAS NAUDOTI

Tinka naudoti 5 metus nuo pagaminimo datos.

ŠALINIMAS

Šiuo klausimu reikia kreiptis į kompetentingą, aprobuotą atliekų tvarkymo įmonę.

GARANTIJA

Naudojimo technikos patarimai, nesvarbu, ar jie pateikti žodžiu, raštu ar praktinių mokymų metu, remiasi mūsų patirtimi ir bandymais ir yra tik rekomendacinio pobūdžio. Mūsų produktai ir toliau nuolat tobulinami. Todėl pasiliegame teisę keisti jų konstrukciją ir sudėtį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI / ATITIKTIES DEKLARACIJA

Saugos duomenų lapai ir atitikties deklaracijos pateikiami paprašius, taip pat juos galima rasti tinklalapyje www.amanngirschbach.com.

LOT Partijos numeris

REF Prekės numeris

Gamintojas

Laikykitės naudojimo instrukcijos

Rx only Produktu pagal Federalinį JAV įstatymą leidžiama prekiauti tik odontologui arba jo pavedimu.

Tinka naudoti iki

SN Serijos numeris