

LT Naudojimo instrukcija

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



CE 0123

EN ISO 13485

32528 FB 2017-06-06

AMANNGIRRBACH

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA, SKIRTA DANTŲ SPALVOS Ceramill TEMP

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas. Atidžiai perskaitykite!

PASKIRTIS

Ceramill TEMP ruošiniai - tai frezavimo ruošiniai, skirtas funkcijai atkurti pakeičiant prarastus nuolatinio sąkandžio dantų audinius laikiniais vainikėliais ir tiltais priekinių ir šoninių dantų srityje ir estetinėms korekcijoms priekinių dantų srityje planuoti laikiniais bandomaisiais venyrais.

INDIKACIJA

Kietųjų danties audinių praradimas ir dėl to pablogėjęs estetiškas vaizdas

KONTRAINDIKACIJA

Padidėjęs jautrumas akrilato junginiams

TECHNINIAI DUOMENYS

FIZIKINĖS CERAMILL TEMP SAVYBĖS

Tikrinama savybė

Tankis	1,19 g/cm ³	EN ISO 10477
Tirpumas	0,2 µg/mm ³	EN ISO 10477
Atsparumas lenkimui	91,5 MPa	EN ISO 10477
Vandens sugertis	26,5 µg/mm ³	EN ISO 10477
Jungo modulis	2773 MPa	EN ISO 20795-1:2013
Atsparumas lenkimui	96,6 MPa	EN ISO 20795-1:2013

SUDĖTIS

- _ Polimetilmetakrilatas (PMMA) ir tinkliniai polimerai metakrilinės rūgšties esterių pagrindu
- _ Dažikliai
- _ Likutinis peroksidas kaip dibenzoilo peroksidas
- _ Metilmetakrilato (MMA) kaip likutinio monomero kiekis gali būti maks. 1 %

SPALVOS

Yra 4 skirtingi danties atspalviai (bleach, light, middle, dark).

Ruošiny	Danties spalva
bleach	BL1
light	A1; B1; D2; C1
middle	A2; A3; B2; B3; B4; C2; C3; D3; D4
dark	A3,5; A4; C4

SANDĖLIAVIMAS

Jokios ypatingos priemonės nereikalingos.

NUORODOS APIE PAVOJUS

Apdirbant Ceramill TEMP konstrukcijas, gali atsirasti dulkių, mechanškai dirginančių akis ir kvėpavimo takus. Todėl užtikrinkite, kad visada nepriekaištingai veiktų dulkių nusiurbimo įtaisas, įtaisytas prie jūsų frezavimo mašinos ir individualiam apdirbimui skirtoje darbo vietoje, bei naudokite individualias apsaugos priemones. Kitas su sauga susijusias nuorodas skaitykite saugos duomenų lape.

DĖVĖJIMO TRUKMĖ

Nešiojimo laikas iki 3 metų.

NUORODOS NAUDOTOJUI

Konstrukcija:

- _ Mažiausias vainikėlių sienelių storis yra 1 mm. Neperženkite šios ribos.
- _ Konstruojant tiltelius su viena tiltelio grandimi, jungiamojo elemento pjūvio plotas tarp vainikėlio ir tiltelio grandies turi būti ne mažesnis kaip 9 mm².
- _ Konstruojant iki dviejų tiltelio grandžių dydžio tiltelius, jungiamųjų elementų pjūvių plotai tarp vainikėlių ir tiltelių grandžių turi būti ne mažesni kaip 12 mm².
- _ Naudotojas kiekvienu atveju turi įvertinti, ar, esant indikacijai, pasirinkus tam tikrą tvirtinimo sistemą, PMMA–OMP-N® medžiaga danties rekonstrukcijai suteiks pakankamą stabilumą kramtant.

Ceramill TEMP karkasų dengimas apdailos sluoksniu:

- _ Išfrezuotas Ceramill TEMP konstrukcijas, vainikėlius ir tiltus galima padengti įprastiniais balikliais. Pirmybė teiktina medžiagoms MMA pagrindu.
- _ Jei apdailai naudojamas kompozitas, klijuojant Ceramill TEMP būtina laikytis kompozito gamintojo nurodymų.

BAIGIAMASIS APDAILINIMAS

- _ Konstrukcijas, vainikėlius, tiltus, protezų pagrindus, sukandimines kapas ir gręžimo šablonus išimti iš ruošinio ir toliau apdirbti reikėtų plastikui tinkamomis kryžmai dantytomis kietlydinio frezomis arba tinkamais pjovimo diskais.
- _ Siekiant išvengti tikties netikslumų po konstrukcijos atkūrimo ir pagaminimo, reikia stengtis, kad apdirbant ir poliruojant ruošinys stipriai neįkaistų.

ATSTATYMAS

Konstrukcijas, vainikėlius, tiltus, protezų pagrindus, sukandimines kapas ir gręžimo šablonus, pagamintus iš Ceramill TEMP, galima bet kada pataisyti ir papildyti visais įprastiniais šaltaisiais polimerizatais, pagamintais MMA pagrindu, pvz., Combipress N/LM, Weropress® arba artConcept®. Prieš tai paviršių reikia paruošti su artConnect arba panašia MMA pagrindu pagaminta sukibimą skatinančia medžiaga.

TVIRTINIMO BURNOJE GALIMYBĖS

- _ trumpalaikiam pakaitalui: laikinasis cementas
- _ pereinamajam pakaitalui: stiklo jonomerinis cementas be rišamosios medžiagos

YPATINGOS NUORODOS

Jei kreipiatės su klausimu, dėl kurio reikės identifikuoti medžiagą, visada nurodykite partijos (LOT) numerį. Kad būtų galima bet kuriuo metu užtikrinti paciento gaminio duomenų bei partijos numerių atsekamumą ir priskirtį, rekomenduojama tarp dviejų frezavimo procedūrų laikyti frezavimo ruošinį originalioje pakuotėje.

ŠALINIMAS

Ceramill TEMP yra netirpus vandenyje ir neaktyvus, nekelia pavojaus gruntiniams vandenims, todėl jį galima šalinti su buitinėmis atliekomis.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI / ATITIKTIES DEKLARACIJA

Saugos duomenų lapai ir atitikties deklaracija pateikiami paprašius, taip pat juos galima rasti tinklalapyje www.amanngirrbach.com.

Informacija naujinta: 2016-08

Gaminio savybės aprašytos preziūuojant, kad bus atsižvelgiama į naudojimo instrukciją ir laikomasi jos reikalavimų.

LOT Partijos numeris

REF Prekės numeris

Gamintojas

Laikykitės naudojimo instrukcijos

Tinka naudoti iki