


artex® gesichtsbogen

LV Pamācība izstrādājuma sagatavošanai



AMANNGIRRBACH

LV



SASTĀVDAĻU (AR DAĻĒJI KRITISKU KONTAKTU) SAGATAVOŠANA (TĪRĪŠANA, DEZINFEKCIJA UN STERILIZĒŠANA)

Svarīgākās nostādnes

Visas izstrādājuma sastāvdaļas, kam ir daļēji kritisks kontakts ar pacientu, ik reizi pirms lietošanas jātīra, jādezinficē un jāsterilizē; tas ir arī jāievēro, lietojot izstrādājumu pirmo reizi pēc nesterilo sastāvdaļu piegādes (sterilizēšana un dezinfekcija pēc izņemšanas no aizsargiesaiņojuma un sterilizēšana pēc iesaiņošanas). Efektīva tīrīšana un dezinfekcija ir obligāti priekšnosacījumi efektīvas sterilizēšanas nodrošināšanai.

Jūs atbildat par to sastāvdaļu sterilitāti, kurām ir daļēji kritisks kontakts ar pacientiem. Nodrošiniet, lai tiktu veikti tikai tādi tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizēšanas pasākumi, kas ir pietiekoši izvērtēti un atbilst apstrādei izmantojamā aprīkojuma un apstrādājamā izstrādājuma īpašībām, kā arī pārlicinieties, ka apstrādei izmantojamās iekārtas (tīrīšanas un dezinfekcijas iekārta, autoklāvs) tiek uzturētas darba kārtībā un regulāri pārbaudītas un ka apstiprinātie apstrādes parametri tiek nodrošināti ikvienu apstrādes cikla laikā.

Īpaši ievērojiet Jūsu valstī spēkā esošo likumdošanu, kā arī praksē vai klīnikā spēkā esošos higiēnas noteikumus. Tas jo īpaši jāuzsver attiecībā uz dažādām direktīvām par prionu inaktivāciju (tas neattiecas uz ASV).

Visām pārējām sastāvdaļām (kam nav kontakta ar pacientu) var pielietot parastās virsmas dezinfekcijas procedūras (tās netiek aplūkotas šīs sagatavošanas pamācības ietvaros).

TĪRĪŠANA UN DEZINFEKCIJA

Pamatnostādnes

Ja iespējams pielietojiet sastāvdaļu tīrīšanai un dezinfekcijai automātiskas procedūras un iekārtas (automātiskas tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas). Apstrādes procedūras ar roku – pat tad, ja tiek izmantota ultraskaņas vanna – jāpielieto vienīgi tad, ja automātiskās apstrādes procedūras nav iespējams realizēt; taču šādā gadījumā jārēķinās ar ievērojami zemāku sastāvdaļu apstrādes efektivitāti un arī ar zemāku procesa atkārtojamas pakāpi.

Abos gadījumos jāveic sastāvdaļu priekšapstrādes procedūra.

Priekšapstrāde

Atbrīvojiet izstrādājumu no rupjajiem netīrumus tūlīt pēc lietošanas (tuvāko divu stundu laikā).

Apstrādes gaita

1. Iespēju robežās izjauciet apstrādājamās sastāvdaļas (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”).
2. Vismaz vienu minūti ilgi skalojiet apstrādājamās sastāvdaļas ar tekošu ūdeni ¹ (pie temperatūras < 35 °C). Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”): piecas reizes izskalojiet visus apstrādājamo sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).
3. Notīriet visus redzamos netīrumus ar tīru, mīkstu suku (vai arī ar tīru, mīkstu un neplūksnainu audumu), kas kalpo vienīgi šīm mērķim, taču nekādā gadījumā nelietojiet tīrīšanai metāla suku vai tērauda vilnu. Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”)²: iztīriet apstrādājamo sastāvdaļu atvērumus ar konisku suku zobstarpu tīrīšanai.

1 Gadījumā, ja tiek pielietots dezinfekcijas un tīrīšanas līdzeklis (piemēram, ar mērķi pasargāt personālu), raugieties, lai tas nesaturētu aldehīdu (pretējā gadījumā netīrumi var fiksēties asinīs), lai tam piemistu pārbaudīta un oficiāli apstiprināta iedarbības efektivitāte (piemēram, organizāciju AHA/DGHH vai FDA/EPA apstiprināta pielietošanas atļauja, aprobācijas un reģistrācijas apliecība vai arī būtu piešķirts CE apzīmējums), kā arī, lai līdzeklis būtu izmantojams metāla un plastmasas instrumentu dezinfekcijai un būtu saderīgs ar apstrādājamo sastāvdaļu materiālu (skatīt sadaļu “Materiālu noturība”).

Nemiet vērā, ka dezinfekcijas līdzeklis ir paredzēts vienīgi personāla drošībai, taču apstrāde ar to nevar aizvietot sastāvdaļu dezinfekcijas procedūru, kas tiek pielietota pēc tīrīšanas.

2 Vēl palikušās fiksējošā materiāla sastāvdaļas var viegli attīrīt pēc apstrādājamo sastāvdaļu atdzesēšanas ledusskapī.

4. Vēlreiz vismaz vienu minūti ilgi skalojiet apstrādājamās sastāvdaļas ar tekošu ūdeni. Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”): piecas reizes izskalojiet visus apstrādājamo sastāvdaļu dobumus ar vienreizējās lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).

Automātiska tīrīšana un dezinfekcija (izmantojot automātiskās tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtu)

Izvēloties automātisko tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtu, jāņem vērā šādi apsvērumi:

- iekārtai jānodrošina pārbaudīta un oficiāli apstiprināta efektivitāte (piemēram tai jābūt piešķirtam CE apzīmējumam vai organizāciju AH/DGHM vai FDA/EPA apstiprinātai pielietošanas atļaujai un aprobācijas un/vai reģistrēšanas apliecībai),
- iekārtai jāspēj realizēt apstiprinātu termiskās dezinfekcijas programmu (pie A0 vērtības > 3000 vai – vecākām iekārtām – vismaz 5 min. pie 90 °C; veicot ķīmisko dezinfekciju, pastāv briesmas, ka uz apstrādājamo sastāvdaļu virsmas saglabāsies dezinfekcijas līdzekļa paliekas),
- iekārtai jābūt piemērotai vajadzīgo apstrādes programmu realizēšanai un jānodrošina pietiekoši liels skalošanas operāciju skaits,
- iekārtai jānodrošina skalošana ar zemas piesārņotības pakāpes ūdeni (maks. 10 germi/ml un maks. 0,25 endotoksīnu vienības/ml, piemēram, ar ūdeni, kas ir attīrīts līdz normālai vai augstai tīrības pakāpei),
- iekārtai jānodrošina apstrādājamo sastāvdaļu žāvēšana tikai un vienīgi ar filtrētu gaisu (bez eļļas paliekām un ar minimālu mikroorganismu un daļiņu koncentrāciju),
- iekārtai regulāri jāveic apkope, pārbaude un kalibrēšana.

Izvēloties tīrīšanas līdzekli, jāņem vērā šādi apsvērumi:

- tīrīšanas līdzeklim jābūt piemērotam metāla un plastmasas instrumentu tīrīšanai,
- tīrīšanas līdzeklim jābūt piemērotam – gadījumā, ja netiek veikta termiskā dezinfekcija – izmantošanai kopā ar piemērotu dezinfekcijas līdzekli, kas nodrošina pārbaudītu un oficiāli apstiprinātu iedarbības efektivitāti (piemēram, tam jābūt ar organizāciju AH/DGHM vai

FDA/EPA apstiprinātu pielietošanas atļauju un aprobācijas un/vai reģistrēšanas apliecību vai ar piešķirtu CE apzīmējumu) un jābūt saderīgam ar izmantojamo tīrīšanas līdzekli,

- tīrīšanas līdzeklim jābūt saderīgam ar apstrādājamo sastāvdaļu materiāliem (skatīt sadaļu „Materiālu noturība”).

Ievērojiet tīrīšanas līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus par līdzekļa koncentrāciju, temperatūru, iegremdēšanas laiku un skalošanu.

Apstrādes gaita

1. Ievietojiet izjauktās sastāvdaļas automātiskajā tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtā (sekojiet, lai tās savstarpēji nesa-skartos). Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”): ievietojiet sīkās detaļas īpašā grozā.
2. Palaidiet iekārtu darbam izvēlētajā programmā.
3. Pēc programmas pabeigšanas izņemiet apstrādājamās sastāvdaļas no automātiskās tīrīšanas un dezinfekcijas iekārtas.
4. Tūlīt pēc apstrādājamo sastāvdaļu izņemšanas veiciet to kontroli un iesaiņošanu (skatīt sadaļas „Kontrolē”, „Apkope” un „Iesaiņošana”) un, ja nepieciešams, nodrošiniet tām papildu žāvēšanu tīrā vietā.

Apstrādājamo sastāvdaļu piemērotība efektīvai automātiskajai tīrīšanai un dezinfekcijai ir tikusi demonstrēta neatkarīgā, akreditētā un atzītā (S 15 (5) MPG) pārbaudes laboratorijā, pielietojot automātiskās tīrīšanas un dezinfekcijas aprīkojumu G 7836 CD, Miele & Cie, Gütersloh (termiskā dezinfekcija), tīrīšanas līdzekli Neodisher medizym (Dr. Weigert GmbH & Co. KG, Hamburg) un veicot apstrādi atbilstoši noteiktai procedūrai.

Tīrīšana un dezinfekcija rokas režīmā

Izvēloties tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekli apstrādei rokas režīmā, jāņem vērā šādi apsvērumi:

- tīrīšanas līdzeklim jābūt piemērotam metāla un plastmasas instrumentu tīrīšanai,



- ja tiek pielietota ultraskaņas vannā, jāņem vērā tīrīšanas līdzekļa piemērotība tīrīšanai ultraskaņas vannā,
- jālieto piemērots dezinfekcijas līdzeklis ar pārbaudītu iedarbības efektivitāti (piemēram, tam jābūt ar organizāciju AH/DGHM vai FDA/EPA apstiprinātu pielietošanas atļauju un aprobācijas un/vai reģistrēšanas apliecību vai ar piešķirtu CE apzīmējumu), kas ir saderīgs ar izmantotajamo tīrīšanas līdzekli,
- tīrīšanas līdzeklim jābūt saderīgam ar apstrādājamo sastāvdaļu materiāliem (skatīt sadaļu „Materiālu noturība”).

Nav ieteicams lietot kombinētos tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus.

Kombinētos tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļus pieļaujams lietot vienīgi gadījumos, kad piesārņotības pakāpe ir ļoti maza (uz apstrādājamajām sastāvdaļām nav ar acīm saskatāmu netīrumu.

- Ievērojiet tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu ražotāju sniegtos norādījumus par līdzekļu koncentrāciju, temperatūru, iegremdēšanas laiku un skalošanu. Izmantojiet apstrādei tikai svaigi sagatavotus šķīdumus un pilnīgi sterilu vai zemas piesārņotības pakāpes ūdeni (maks. 10 germi/ml) ar zemu piesārņotības pakāpi ar endotoksīniem (maks. 0,25 endotoksīnu vienības/ml), piemēram, ūdeni, kas ir attīrīts līdz normālai vai augstai tīrības pakāpei), kā arī mikstu, tīru un neplūksnainu audumu un/vai filtrētu gaisu žāvēšanai.

Apstrādes gaita

Tīrīšana

1. Ievietojiet izjauktās sastāvdaļas tīrīšanas līdzekļa šķīdumā tā, lai šķīdums tās pietiekoši nosegtu, uz iegremdēšanas laiku, ko nosaka tīrīšanas procedūra. Sekojiet, lai apstrādājamās sastāvdaļas savstarpēji nesaskartos un lai to dobumos nepaliktu gaiss. Papildus uzmanīgi apstrādājiet sastāvdaļas ar mikstu suku un pielietojiet apstrādi ar ultraskaņu (apstrādei ar suku jābūt vismaz tikpat ilgai, kā nepieciešamais iegremdēšanas laiks).

Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”):

pirms apstrādājamo sastāvdaļu iegremdēšanas šķīdumā un pēc iegremdēšanas laika beigām vismaz piecas reizes izskalojiet visus sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml). iztīriet apstrādājamo sastāvdaļu atvērumus ar konisku suku zobstarpu tīrīšanai.

2. Tad izņemiet apstrādājamās sastāvdaļas no tīrīšanas līdzekļa šķīduma un vismaz trīs reizes (vismaz vienu minūti ilgi) veiciet to intensīvu skalošanu ar ūdeni.

Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”):

pirms apstrādājamo sastāvdaļu iegremdēšanas šķīdumā un pēc iegremdēšanas laika beigām vismaz piecas reizes izskalojiet visus sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).

3. Veiciet apstrādājamo sastāvdaļu kontroli (skatīt sadaļas „Kontrolē” un „Apkope”).

Dezinfekcija

4. Ievietojiet izjauktās sastāvdaļas dezinfekcijas līdzekļa šķīdumā tā, lai šķīdums tās pietiekoši nosegtu, uz iegremdēšanas laiku, ko nosaka dezinfekcijas procedūra. Sekojiet, lai apstrādājamās sastāvdaļas savstarpēji nesaskartos un lai to dobumos nepaliktu gaiss.

Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”):

pirms apstrādājamo sastāvdaļu iegremdēšanas šķīdumā un pēc iegremdēšanas laika beigām vismaz piecas reizes izskalojiet visus sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).

5. Tad izņemiet apstrādājamās sastāvdaļas no dezinfekcijas līdzekļa šķīduma un vismaz trīs reizes (vismaz vienu minūti ilgi) veiciet to intensīvu skalošanu ar ūdeni.

Ja iespējams (skatīt sadaļu „Īpaši apsvērumi”):

pirms apstrādājamo sastāvdaļu iegremdēšanas šķīdumā un pēc iegremdēšanas laika beigām vismaz piecas reizes izskalojiet visus sastāvdaļu dobumus ar vienreizējas lietošanas šļirci (kuras tilpums ir vismaz 5 ml).



6. Tūlīt pēc apstrādājamo sastāvdaļu izņemšanas veiciet to kontroli un iesaiņošanu (skatīt sadaļu „Iesaiņošana”) un, ja nepieciešams, nodrošiniet tām papildu žāvēšanu tīrā vietā.

Apstrādājamo sastāvdaļu piemērotība efektīvai tīrīšanai un dezinfekcijai ir tikusi demonstrēta neatkarīgā, akreditētā un atzītā (§ 15 (5) MPG) pārbaucēju laboratorijā, pielietojot tīrīšanas līdzekli Cidezyme/Enzol un dezinfekcijas līdzekli Cidex OPA (Johnson & Johnson GmbH, Norderstedt) un veicot apstrādi atbilstoši noteiktai procedūrai.

KONTROLE

Ik reizi pēc tīrīšanas vai tīrīšanas/dezinfekcijas pārbaudiet, vai apstrādājamo sastāvdaļu virsmas nav skārusi korozija un vai uz tām nav redzami bojājumi vai vērojamas netīrumu pēdas. Neturpiniet bojāto sastāvdaļu lietošanu (par atkārtotas lietošanas ciklu skaita ierobežošanu lasiet sadaļā „Atkārtota izmantošana”). Ja uz apstrādājamajām sastāvdaļām vēl joprojām ir vērojamas netīrumu pēdas, tās jātīra un jādezininficē atkārtoti.

APKOPE

Apstrādājamās sastāvdaļas nedrīkst pārklāt ar instrumentu eļļu vai smērvielām.

Nesamontējiet apstrādājamās sastāvdaļas pirms to iesaiņošanas un sterilizācijas (nav atļauts sterilizēt citas sastāvdaļas (kas nesaskaras ar pacientiem).

IESAIŅOŠANA

Notīrītās un sterilizētās sastāvdaļas ievietojiet vienreizējas lietošanas iesaiņojumos, kas atbilst šādām prasībām:

- standartam EN/ISO/ANSI AAMI ISO 11607 (ASV: jābūt FDA pieļaidei),
- kas ir derīgi sterilizācijai ar tvaiku (saglabā noturību pie temperatūras līdz vismaz 142 °C, un kam piemīt pietiekosa tvaika caurlaidība),

- kas nodrošina pietiekošu sastāvdaļu sterilitātes saglabāšanos, gan arī aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

STERILIZĀCIJA

Veiciet sterilizāciju vienīgi atbilstoši norādītajām procedūrām; citas sterilizācijas procedūras nedrīkst pielietot.

Nepakļaujiet sterilizācijai citas sastāvdaļas (kas nesaskaras ar pacientiem).

Sterilizācija ar tvaiku:

- pielietojiet frakcionētu sterilizācijas procedūru vakuumā (ar vairākkārtēju atgaisošanu)³ vai arī sterilizācijas procedūru ar gravitācijas nobīdi⁴ (ar pietiekošu izstrādājuma žāvēšanu⁵),
- autoklāvam jāatbilst standartam EN 13060 / EN 285 vai ANSI AAMI ST79 (ASV: jābūt FDA pieļaidei),
- autoklāvam jābūt novērtētam atbilstoši standartam EN ISO 17665 (derīgi IQ/OQ (komisionēšana) un izstrādājuma īpašo lietošanas īpašību kvalifikācija (PQ)),
- autoklāvam jānodrošina maksimālā sterilizācijas temperatūra 138 °C ar pielaidēm atbilstoši standartam DIN EN ISO 17665,
- autoklāvam jānodrošina vajadzīgais sterilizācijas laiks (ekspozīcijas laiks pie sterilizācijas temperatūras:

Teritorija	Frakcionēta sterilizācija vakuumā (ar vairākkārtēju atgaisošanu)	Sterilizācija ar gravitācijas nobīdi
ASV	Vismaz 4 min. pie 132 °C, žāvēšanas laiks vismaz 20 min. ⁵	Vismaz 30 min. pie 121 °C, žāvēšanas laiks vismaz 20 min. ⁵
Citas valstis	Vismaz 3 min. ⁶ pie 132 °C/134 °C	Vismaz 20 min. pie 121 °C



Izstrādājumu piemērotība efektīvai sterilizācijai ar tvaiku ir tikusi demonstrēta neatkarīgā, akreditētā un atzītā (§ 15 (5) MPG) pārbaušu laboratorijā, pielietojot tvaika sterilizatoru HST 6x6x6/Zirbus technology GmbH, Bad Grund un frakcionētu sterilizācijas procedūru vakuumā ar vairākkārtēju atgaisošanu, kā arī sterilizācijas procedūru ar gravitācijas nobidi. Šajā ziņā jāņem vērā tipiskie apstākļi, kādi pastāv klīnikās un ārstu praksēs, kā arī iepriekš aprakstītās procedūras.

Nedrīkst pielietot paātrinātās sterilizēšanas procedūras (kas ļauj izmantot izstrādājumu nekavējoties).

Nepielietojiet sterilizācijas procedūras ar karstu gaisu, ar starojumu, un ar formaldehīdu vai etilēnoksīdu, kā arī sterilizācijas procedūru ar plazmu.

UZGLAĒŠANA

Ievietojiet sterilizētās sastāvdaļas sterilos iesaiņojumos un uzglabājiet tās sausā vietā, kur nav putekļu.

MATERIALU NOTURĪBA

Nodrošiniet, lai izmantojamie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi nesaturētu tālāk uzskaitītās vielas:

- organiskās, minerālās un oksidējošās skābes (ar zemāko pieļaujamo pH vērtību 6,5),
- sārmus (ar maksimālo pieļaujamo pH vērtību 8,5; ieteicams izmantot neitrālus/enzimātiskus tīrīšanas līdzekļus),
- organiskos šķīdinātājus (piemēram, acetonu, ēteri, alkoholu, benzīnu),
- oksidējošus līdzekļus (piemēram, peroksīdu),
- halogēnus (hloru, jodu, bromu),
- aromātiskus, halogenizētus ogļūdeņražus.

Neizmantojiet apstrādājamo sastāvdaļu tīrīšanai metāla suku vai tērauda vilnu.

Neizmantojiet skābes saturošus neitralizatorus vai skalošanas līdzekļus.

Nepakļaujiet apstrādājamās sastāvdaļas par 142 °C augstākas temperatūras iedarbībai.

ATKARTOTA IZMANTOŠANA

Apstrādājamās sastāvdaļas – ja vien tās ir tikušas pienācīgi koptas, ir tīras un nav bojātas – ir izmantojamas atkārtoti līdz 50 reizēm. Lietotājs ir atbildīgs par katru atkārtotu sastāvdaļas izmantošanu, kā arī par gadījumiem, kad tiek izmantotas bojātas vai netīras sastāvdaļas (par šā nosacījuma neievērošanu atbildība neiestājas).

3 vismaz trijās vakuuma fāzēs

4 Nelietojiet mazāk efektīvu sterilizācijas procedūru ar gravitācijas nobidi, ja ir iespējams pielietot frakcionētu sterilizācijas procedūru vakuumā.

5 Nepieciešamais efektīvais žāvēšanas laiks ir tieši atkarīgs no parametriem, par kuriem atbild lietotājs (sastāvdaļu ieviešanas konfigurācija un blīvums, autoklāva īpašības) un kuras nosaka vienīgi lietotājs. Jebkurā gadījumā jāizvēlas žāvēšanas laiks, kas nav mazāks par 20 minūtēm.

6 Attiecīgi 18 min. (prionu inaktivācija - neattiecas uz ASV).

ĪPAŠI APSVERUMI

Artikula Nr.	Izstrādājuma apzīmējums	Skaikšanas tilpums	Suka	Īpaši/papildu procedūra, veicot		tīrīšanu/dzīvēkociņu rokas režīmā	automātisku tīrīšanu/dzīvēkociņu	aplopi	Iesaņošana	Sterilizācija	Lielākais pieļaujamais oļu skaits	Ierīcuma klasifikācija atbilstoši RW/BSAA/ KRIMO orotriviāli (tikai Vācijā atbilstoši pārēdējamajam pielieto- jumam)
				prekšpstrādi	prekšpstrādi							
218607 218609	Ausu adapteri	5 ml (vienreizējas lietošanas šļirce)	Koniska suka zobstarpju tīrīšanai (3 – 6,5 mm)	Pēc nesēja noņemšanas: tīrīšana ar suku no ārpus- es un iekšpusēs	Precīzā tīrīšana, tī- rīšana ar suku no ārpusēs un iekšpusēs	Groz sīko detālu ievie- tošanai	Nav pieļaujama smērvielu lietošana	Standarta procedūra	Standarta procedūra	50	Dalēji kritisks B	
217695	Deguna adapters	5 ml (vienreizējas lietošanas šļirce)	Koniska suka zobstarpju tīrīšanai (3 – 6,5 mm)	Pēc deguna adaptera vadstieņa noņemšanas: tīrīšana ar suku no ārpu- ses un iekšpusēs	Precīzā tīrīšana, skalošana, tīrīšana ar suku no ārpusēs un iekšpusēs.	Groz sīko detālu ievie- tošanai	Nav pieļaujama smērvielu lietošana	Standarta procedūra	Standarta procedūra	50	Dalēji kritisks B	
217928	Sakodienu daikšas kāts	Nav zīnu	Zobu suka	Pēc šarnīra baltā noņemšanas: tīrīšana ar suku no ārpusēs un iekšpusēs	Precīzā tīrīšana, skalošana, tīrīšana ar suku no ārpusēs un iekšpusēs.	Groz sīko detālu ievie- tošanai	Nav pieļaujama smērvielu lietošana	Standarta procedūra	Standarta procedūra	50	Dalēji kritisks B	
217611	Sakodienu daikša, dalējā	Nav zīnu	Zobu suka	Pēc šarnīra baltā noņemšanas: tīrīšana ar suku no ārpusēs un iekšpusēs	Precīzā tīrīšana, skalošana, tīrīšana ar suku no ārpusēs un iekšpusēs.	Standarta sietā grozs	Nav pieļaujama smērvielu lietošana	Standarta procedūra	Standarta procedūra	50	Dalēji kritisks B	
217661	Sakodienu daikša, pilnā	Nav zīnu	Zobu suka	Pēc šarnīra baltā noņemšanas: tīrīšana ar suku no ārpusēs un iekšpusēs	Precīzā tīrīšana, skalošana, tīrīšana ar suku no ārpusēs un iekšpusēs.	Standarta sietā grozs	Nav pieļaujama smērvielu lietošana	Standarta procedūra	Standarta procedūra	50	Dalēji kritisks B	
218606	Noturskrūvis	Nav zīnu	Nav zīnu	Nav pieļaujams	Iegremdēšana nav atļauta (standarta virsmas de- zinfekcija)	Nav pieļau- jams	Nav zīnu	Nav zīnu	Nav pieļau- jams	Nav zīnu	Nav kontakta ar pacientiem	
218610	Ass plaknes indi- kators	Nav zīnu	Nav zīnu	Nav pieļaujams	Iegremdēšana nav atļauta (standarta virsmas de- zinfekcija)	Nav pieļau- jams	Nav zīnu	Nav zīnu	Nav pieļau- jams	Nav zīnu	Nav kontakta ar pacientiem	
218635	Kreislais/labējais nesējs (pāris)	Nav zīnu	Nav zīnu	Nav pieļaujams	Iegremdēšana nav atļauta (standarta virsmas de- zinfekcija)	Nav pieļau- jams	Nav zīnu	Nav zīnu	Nav pieļau- jams	Nav zīnu	Nav kontakta ar pacientiem	
218608	Izskūvējams ass stienītis (pāris)	Nav zīnu	Nav zīnu	Nav pieļaujams	Iegremdēšana nav atļauta (standarta virsmas de- zinfekcija)	Nav pieļau- jams	Nav zīnu	Nav zīnu	Nav pieļau- jams	Nav zīnu	Nav kontakta ar pacientiem	





Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG

Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union



AMANNGIRRBACH