

ceramill® a-cast

LV Lietošanas pamācība



AMANNGIRRBACH

– Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums –

Satura rādītājs

Simbolu skaidrojums	4
Vispārēji drošības noteikumi	6
Personāls	6
Īpašības	7
Garantija / Atbildības ierobežojumi	8
Sagatavju pārbaude	8
Iestiprināšana darba galdā	8
Lietošana	9
Vides aizsardzība	10
Piederumi	10
Informācija par lejupielādēm	10

LV



Simbolu skaidrojums

Brīdinošie norādījumi



Brīdinošie norādījumi tekstā ir ierāmēti un atzīmēti un brīdinošu trijstūri ar tajā attēlotu izsaukuma zīmi.



Ja pastāv elektriskās strāvas iedarbības briesmas, brīdinošajā trijstūrī izsaukuma zīmes vietā tiek attēlots zibens simbols.

Katra brīdinošā norādījuma sākumā atrodas signālvārds, kas norāda uz seku veidu un smagumu gadījumā, ja netiks ievērots attiecīgais norādījums briesmu novēršanai.

- _ **IEVĒRĪBAI** nozīmē, ka var tikt bojātas materiālās vērtības.
- _ **UZMANĪBU** nozīmē, ka var tikt nodarīts viegls vai vidēji smags kaitējums cilvēku veselībai.
- _ **BRĪDINAJUMS** nozīmē, ka var tikt nodarīts smags kaitējums cilvēku veselībai.
- _ **BRIESMAS** nozīmē, ka var tikt apdraudēta cilvēku dzīvība.

Svarīga informācija









Svarīga informācija, kuras neievērošana neapdraud cilvēkus un materiālās vērtības, ir atzīmēta ar šeit attēloto simbolu. Arī šāda veida teksts ir ierāmēts.



Citi simboli pamācībā

Simbols	Nozīme
▷	Punkts kādas darbības aprakstā
–	Punkts kādā sarakstā
•	Apakšpunkts kādas darbības aprakstā vai kādā sarakstā
[3]	Skaitlis kvadrātiekvās norāda uz apzīmējumu grafiskajā attēlā

Citi simboli uz izstrādājuma

Simbols	Nozīme
	Artikula numurs
	Krāsu kods
	Ražotājs
	ļevērojiet norādījumus lietošanai
	Lietojams līdz
	Sērijas numurs

Vispārēji drošības noteikumi



UZMANĪBU:

Kobalta-hroma-molibdēna sakausējuma putekļi atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz veselību!

Apstrādājot konstrukcijas, kas izgatavotas no sagataves Ceramill A-Cast, var veidoties putekļi, kas var izraisīt mehānisku acu un elpošanas ceļu kairinājumu.

- ▷ Veicot individuālo piestrādi, vienmēr sekojiet, lai nevainojami funkcionētu uzsūkšanas sistēma frēzēšanas iekārtā un darba vietā.
- ▷ Apstrādes laikā nēsājiet individuālos aizsarglīdzekļus (putekļu aizsargmasku, aizsargbrilles u.c.).
- ▷ Ar citiem ieteikumiem, kas saistīti ar darba drošību, lūdzam iepazīties drošības datu lapā.



IEVĒRĪBAI:

Par visiem nopietnajiem starpgadījumiem, kas saistīti ar izstrādājumu, jāziņo ražotājam un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai pacients ir reģistrēts.

Personāls



IEVĒRĪBAI:

Izstrādājumu drīkst apstrādāt tikai kvalificēti zobu tehniķi vai zobārsti.



Īpašības

Pielietojums

Ceramill A-Cast ir PMMA sagataves kroņu un tiltu karkasu CAD/CAM izgatavošanai, kas tālāk tiek izmantotas liešanas veidņu izgatavošanai.

Izstrādājuma apraksts

Ceramill A-Cast ir frēzēšanas sagataves kroņu un tiltu konstrukciju izgatavošanai, pielietojot CAD/CAM tehnoloģiju. Izgatavotās konstrukcijas ir tālāk izmantojamas Konstrukcijas pazaudēto liešanas veidņu izgatavošanai. Sagataves Ceramill A-Cast nav medicīniski izstrādājumi.

Drošības dati / Atbilstības deklarācija

Drošības datu lapu var lejupielādēt no Amann Girrbach vietnes, izmantojot īsceļu *Services > Downloads > Additional documents (Pakalpojumi > Lejupielādes > Papildinātie noteikumi)*. Izstrādājuma atbilstības deklarācija pēc pieprasījuma ir pieejama pie ražotāja.

Ķīmiskais sastāvs

_ Polimetilmetakrilāts (PMMA)

Sagatavju noturība

Pie atbilstošas uzglabāšanas sagataves ir izmantojamas 4 gadus, skaitot no to izgatavošanas datuma.

Uzglabāšana

- _ Uzglabājiet izstrādājumu vienīgi oriģinālajā iesaiņojumā.
- _ Neuzglabājiet izstrādājumu pārtikas produktu tuvumā.
- _ Turiet konteineru cieši noslēgtu.



Garantija / Atbildības ierobežojumi

Mutiski, rakstiski vai praktiskas instrukcijas veidā sniegtie tehniskie ieteikumi par pielietošanu uzskatāmi par saistošiem. Mūsu izstrādājumi tiek nepārtraukti pilnveidoti. Tāpēc mēs rezervējam tiesības mainīt izstrādājuma sastāvu un veidu, kādā tas tiek apstrādāts un izmantots.

Sagatavju pārbaude

Pēc sagatavju iegādes noteikti vizuāli jāpārbauda, vai tās atrodas nevainojamā stāvoklī. Ja ir tikusi izlietota (transportēšanas gaitā) bojāta sagatave, pretenzijas par reklamāciju vairs netiks pieņemtas.

Iestiprināšana darba galdā



Montāžas gaita ir aprakstīta katras frēzēšanas iekārtas lietošanas pamācībā.



Lietošana

Indikācijas

_ Pazaudēto liešanas veidņu izgatavošana.

Kontrindikācijas

_ Visi gadījumi, kas nav minēti sadaļā „Indikācijas.“

Atdalīšana un apstrāde

- ▷ Veicot konstrukciju atdalīšanu no sagataves un piestrādi, jālieto plasmā apstrādei piemērotas krustzobu cietmetāla frēzes vai piemēroti griešanas diski.
- ▷ Lai novērstu konstrukcijas iespējamo neprecizitāti un nesaderību, tās piestrādes un pulēšanas laikā nav pieļaujama stipra siltuma izdalīšanās.



Vides aizsardzība

Iesaiņojums

Ražotāja izstrādājumu iesaiņojuma materiāliem tiek nodrošināta optimāla pārstrāde, sadarbojoties ar nacionālajām izejvielu savākšanas un atkārtotas pārstrādes sistēmām.

Visi lietotie iesaiņojuma materiāli ir nekaitīgi apkārtējai videi un atkārtoti izmantojami.

Sagatavju utilizēšana

Veiciet konteineru un tā satura utilizēšanu atbilstoši vietējiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem.

Veiciet utilizēšanu atbilstoši attiecīgajiem priekšrakstiem.

Piederumi



Sīkāku informāciju par šim izstrādājumam piemērotajiem piederumiem var atrast interneta vietnē www.amanngirrbach.com.

Informācija par lejupielādēm

Citas pamācības var lejupielādēt no interneta vietnes www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.





Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

ISO 13485
ISO 9001



AMANNGIRRBACH