

LV Lietošanas pamācības

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001



AMANNGIRRBACH

32995FB 2016-08-30

LIETOŠANAS PAMACĪBA CERAMILL D-WAX

Originālās lietošanas pamācības tulkojums

PIELIETOJUMS

Frēzēšanas vasks totālās protezēšanas bāzei, veicot apstrādi ar FNC frēzēšanas iekārtu Ceramill Motion 2 (5x).

IZSTRADAJUMA APRAKSTS

Ceramill D-WACHS ir rozā krāsas vaska sagatave, kas atbilst medicīnas izstrādājumu klasei 1. To izmanto totālas protezēšanas bāzu izgatavošanai un pielāgošanai, ar FNC frēzēšanas iekārtu Ceramill Motion 2 (5x) veicot divpusēju apstrādi un pielietojot ūdens dzesēšanu. Vasks ir piemērots pārvietošanai protēzes pielāgošanas laikā pacientam, kā arī pēc tās.

TEHNISKIE DATI

Krāsa:	rozā	
Sacietēšanas punkts:	84 °C	ISO 2207
viskozitāte pie 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Šķīdība ūdenī:	nešķīstošs	
Uzliesmošanas punkts:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Blīvums pie 20 °C:	apt. 0,93 g/cm ³	DIN 53217
Smarža:	vāja, specifiska	

ĶĪMISKAIS SASTAVS

Vasks uz ogļūdeņražu bāzes, dabiskais vasks, krāsviela.

IESAIŅOJUMS

760570	Ceramill D-WAX	H = 30 mm	Zobu loka formā
--------	----------------	-----------	-----------------

UZGLABAŠANA

Sargājiet sagataves no tiešas saules staru iedarbības. Uzglabājiet oriģinālajā iesaiņojumā vēsā, labi vēdināmā vietā

DROŠĪBAS NOTEIKUMI UN BRĪDINOŠIE NORADĪJUMI

Veicot termisko apstrādi, parūpējieties par tvaiku uzsūkšanu un nodrošiniet pietiekošu ventilāciju. Izkusušā materiāla pilieni var radīt ādas apdeguma briesmas. Apstrādes laikā lietojiet personīgo aizsargtērpu (putekļu aizsargmasku, aizsargbrilles, aizsargcimdus, aizsargapmetni).

INDIKACIJA

- _ Zobu protēžu bāzes frēzēšanai, ko pielaišanas laikā var ievietot pacienta mutē.
- _ Apstrādei, veicot ievietošanu karstajam vai aukstajam pulimerizātam.

DERĪGUMS

3 gadi, skaitot no izgatavošanas datuma.

TĪRĪŠANA PEC FRĒZĒŠANAS

Pēc frēzēšanas protēžu bāze jāatattīra no šķidrums radītajiem traipiem ar audumu, kas samitrināts aukstā ūdenī.

Šaurākajās vietās, ko nav iespējams iztīrīt ar audumu, tīrīšanai var lietot zobu suku no mīksti sariem.

UTILIZĒŠANA

Vispārējā gadījumā izstrādājumu var utilizēt, izmetot sadzīves atkritumu tvertnē. Izstrādājumu var utilizēt arī, piemēram, ievietojot sadedzināšanas iekārtā, ja pie tam tiek ievēroti vietējie noteikumi.

GARANTIJA

Ar lietošanu saistīti tehniskie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un veiktajiem pētījumiem, tāpēc tie var kalpot vienīgi kā vadlīnijas, neatkarīgi no tā, vai šie ieteikumi tiek izplatīti mutiski, rakstiski vai praktiskas apmācības ceļā. Mūsu izstrādājumi tiek nepārtraukti pilnveidoti. Tāpēc mēs rezervējam tiesības mainīt izstrādājuma konstrukciju un montāžas veidu.

LAPAS AR DROŠĪBAS DATIEM / DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM

Lapas ar drošības datiem un deklarāciju par atbilstību standartiem var saņemt pēc pieprasījuma interneta vietnē www.amanngirrbach.com

LOT	Partijas kods
REF	Artikula numurs
	Ražotājs
	Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus
Rx only	Saskaņā ar ASV Federālo likumdošanu, šo izstrādājumu var iegādāties tikai pēc zobārsta pasūtījuma.
	Izmantojams līdz
SN	Sērijas numurs