



**Lietošanas pamācība**


 Manufacturer | Hersteller  
 Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
 Herrschaftswiesen 1  
 6842 Koblach | Austria  
 Fon +43 5523 62333-105  
 Fax +43 5523 62333-5119  
 austria@amanngirrbach.com  
 www.amanngirrbach.com



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001

  
**AMANNGIRRBACH**

31661FB 2016-08-30

## Ceramill PMMA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Originālās lietošanas pamācības tulkojums

### PIELIETOJUMS

Caurspīdīga, bez atlikumiem sadegoša plastmasa, kas paredzēta apstrādei frēzēšanas mašīnā.

### IZSTRADAJUMA APRAKSTS

Ceramill PMMA ir caurspīdīga plastmasas sagatave, kas atbilst medicīnas izstrādājumu klasei 1. Tā kalpo karkasu izgatavošanai un pielāgošanai un ir apstrādājama frēzēšanas mašīnā.

### TEHNISKIE DATI

Krāsa	bezkrāsas vai ar iekrāsojumu
Smarža	bez smaržas
Mikstināšanās temperatūra	ca. 102 °C
Aizdeģšanās punkts	> 250 °C
Blīvums	1,19 g/cm <sup>3</sup> pie 20 °C
Šķīstamība ūdenī	nešķīstoša

### ĶĪMISKAIS SASTAVS (SV. %)

100 % PMMA (polimetilmetakrilāts)

### UZGLABAŠANA

Īpaši pasākumi nav nepieciešami.

### DROŠĪBAS NOTEIKUMI UN BRĪDINOŠIE NORADĪJUMI

Apstrādes laikā nēsājiet individuālos aizsarglīdzekļus (putekļu aizsargmasku, aizsargbrilles u.c.).

### INDIKĀCIJA

- \_ Zobu tehniskā izstrādājuma derīguma un funkcionalitātes kontrole at ģipša modeļa palīdzību un pacienta mutē.
- \_ Nav piemērots ilgstošai ievietošanai mutē (maks. 5 minūtes).
- \_ Apstrādei liešanas, presēšanas vai virspiediena ceļā.

### KONTRINDIKĀCIJA

- \_ PMMA nepanesība

### GKARKASU STRUKTŪRA UN TALAKA APSTRADE

Ņemiet vērā ražotāja norādījumus attiecībā uz materiālu, kurā karkass tiek atliets vai presēts. Lai izvairītos no plaisu veidošanās ieguldīšanas masā, karkasu pirms ieguldīšanas ieteicams pārklāt ar plānu vaska kārtiņu.

Pirms PMMA karkasa ievietošanas mutē to nepieciešams tīrīt un dezinficēt atbilstoši higiēnas direktīvas prasībām.

### DERĪGUMS

Izstrādājums ir derīgs 5 gadus, skaitot no izgatavošanas datuma

### UTILIZĒŠANA







Lai no tās atbrīvotos, izmantojiet kompetenta, pilnvarota utilizēšanas uzņēmuma pakalpojumus.

### GARANTĪJA

Ar lietošanu saistīti tehniskie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un veiktajiem pētījumiem, tāpēc tie var kalpot vienīgi kā vadlīnijas, neatkarīgi no tā, vai šie ieteikumi tiek izplatīti mutiski, rakstiski vai praktiskas apmācības ceļā, Mūsu izstrādājumi tiek nepārtraukti pilnveidoti. Tāpēc mēs rezervējam tiesības mainīt izstrādājuma sastāvu un veidu, kādā tas tiek apstrādāts un izmantots.

### DROŠĪBAS DATU LAPAS / ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Lapas ar drošības datiem un deklarāciju par atbilstību standartiem var saņemt pēc pieprasījuma vai arī izlasīt, atverot interneta vietni [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)

	Partijas kods
	Artikula numurs
	Ražotājs
	Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus
<b>Rx only</b>	Saskaņā ar ASV Federālo likumdošanu, šo izstrādājumu var iegādāties tikai pēc zobārsta pasūtījuma.
	Izmantojams līdz
	Sērijas numurs