

Manufacturer | Hersteller

Distribution | Vertrieb

**Merz Dental GmbH**  
Eetzweg 20  
24321 Lütjenburg | Germany  
Fon +49 4381 403-0  
Fax +49 4381 403-403

**Amann Girschbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirschbach.com  
www.amanngirschbach.com

www.merz-dental.de



CE 0482

EN ISO 13485

AMANNGIRSBACH

2017-01-09 32572-FB

LV

## LIETOŠANAS PAMACĪBA Ceramill Splintec

Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums. Lūdzam lasīt uzmanīgi!

### PIELIETOJUMS

Ceramill Splintec ir frezēšanas sagataves zobu cietās struktūras, zobus turošā mehānisma un žokļa locītavas pārslodzes vai nepareiza noslogojuma novēršanai, izmantojot šinas (oklūzijas šinas)/pacientam pielāgotu urbšanas šablonu izveidei, lai pareizi pozicionētu implantātus\*.

### INDIKĀCIJA

- \_ Fizioloģiski funkciju traucējumi, kas izraisa zobu cietās struktūras zudumu abrāzijas dēļ
- \_ Pilnīgs atsevišķu zobu trūkums

### KONTRINDIKĀCIJA

- \_ Paaugstināta jutība pret akrilāta savienojumiem

### TEHNISKIE DATI

CERAMILL SPLINTEC FIZIKALIE PARAMETRI

#### Pārbaudes tiek veiktas šādiem parametriem

Blīvums	1,19 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 10477
Šķīdība	0,2 μg/mm <sup>3</sup>	EN ISO 10477
Ūdens uzņemšana	26,5 μg/mm <sup>3</sup>	EN ISO 10477
Lieces modulis	2773 MPa	EN ISO 20795-1:2013
Lieces izturība	96,6 MPa	EN ISO 20795-1:2013

### SASTAVS

- \_ Polimetilmetakrilāts (PMMA) un tikloti polimēri uz metakrila skābes esteru bāzes;
- \_ Peroksīda atlikums dibenzoilperoksīda formā
- \_ Var saturēt metilmetakrilātu (MMA) kā palikušo monomēru līdz maks. 1%.

### KRASA

Caurspīdīgs

### NESAŠANAS ILGUMS

Nēsāšanas ilgums ir līdz 3 gadiem.

### UZGLABAŠANA

Nav nepieciešams veikt kādus īpašus pasākumus.

### BRĪDINAJUMI PAR BĪSTAMĪBU

Apstrādājot Ceramill Splintec konstrukcijas, var rasties putekļi, kas var izraisīt mehānisku acu un elpceļu kairinājumu. Tāpēc vienmēr pārliedzinieties, ka individuālas pēcapstrādes laikā frēzēšanas iekārtas un darbapalda nosūkšanas iekārtas darbojas nevainojami, un izmantojiet personīgos aizsarglīdzekļus. Ar citiem ieteikumiem, kas saistīti ar darba drošību, lūdzam iepazīties drošības datu lapā.

### GALA APSTRADE

- \_ Lai veiktu konstrukciju, kroņu, tiltu, protēžu pamatņu, sakodiena šinu un urbšanas šablonu pēcapstrādi un atdalīšanu no veidnes, jāizmanto krustzobu cietsakausējuma frēzes vai atdalīšanas diski, kas piemēroti plastmasas apstrādei.
- \_ Lai pēc konstrukcijas sagatavošanas un izgatavošanas nepieļautu formas neatbilstību, sagatavošanas un pulēšanas laikā nedrīkst pieļaut spēcīgu siltuma izdalīšanos.

### ATKARTOTA IZGATAVOŠANA

Konstrukcijas, kroņus, tiltus, protēžu pamatnes, sakodiena šinas un urbšanas šablonus, kas izgatavoti no Ceramill Splintec, jebkurā laikā var atjaunot vai papildināt, izmantojot jebkuru tirdzniecībā pieejamo aukstās polimerizācijas plastmasu uz MMA bāzes, piemēram, Combipress N/LM, Weropress® vai artConcept®. Iepriekš ir jāveic virsmas kondicionēšana, vēlams, izmantojot artConnect vai līdzvērtīgu salipšanas veicinātāju uz MMA bāzes.

### ĪPAŠI NORADĪJUMI

Veicot jebkuru procedūru, kurai nepieciešama materiāla identifikācija, pierakstiet un saglabāiet materiāla partijas numuru. Lai nodrošinātu pacientam produkta datu un partijas numuru izsekojamības un sadales izpildi, vienmēr ir ieteicams frēzēšanas sagataves starp divām frēzēšanas reizēm glabāt oriģināliepakojumā.

### UTILIZĒŠANA

Sagataves Ceramill Splintec ir ūdenī nešķīstošas, neaktīvas un nerada nekādas briesmas gruntsūdeņiem, tāpēc tās var utilizēt, izmetot parastā sadzīves atkritumu tvertnē.

### LAPAS AR DROŠĪBAS DATIEM / DEKLARĀCIJA PAR ATBILSTĪBU STANDARTIEM

Lapas ar drošības datiem un deklarāciju par atbilstību standartiem var saņemt pēc pieprasījuma vai arī izlasīt, atverot interneta vietni [www.amanngirschbach.com](http://www.amanngirschbach.com)

Informācija uz: 2016-08

**Izstrādājuma īpašības nosaka šajā lietošanas pamācībā sniegto norādījumu un lietošanas informācijas ievērošana.**

**\*Atkarībā no CAD programmatūras paketes**

**LOT** Partijas kods

**REF** Artikula numurs

**RAZ** Ražotājs

**I** Ievērojiet lietošanas pamācībā sniegtos norādījumus

**U** Izmantojams līdz