

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girschbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirschbach.com
www.amanngirschbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001

AMANNGIRSBACH

31661FB 2016-08-30

GEBRUIKSAANWIJZING Ceramill PMMA

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

BESTEMMING

Transparante, restloos verbrandbare kunststof voor verwerking in een freesmachine.

PRODUCTBESCHRIJVING

Ceramill PMMA is een transparante ruwe kunststofvorm in productklasse 1 van medische hulpmiddelen. Deze dient voor het vervaardigen en inpassen van structuren en wordt bewerkt met een freesapparaat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Kleurloos of ingekleurd
Geur	Geurloos
Weekwordingstemperatuur	ca. 102 °C
Vlampunt	> 250 °C
Dichtheid	1,19 g/cm ³ bij 20 °C
Wateroplosbaarheid	Niet oplosbaar

CHEMISCHE SAMENSTELLING (GEW. -%)

100% PMMA (polymethylmethacrylaat)

BEWAREN

Geen bijzondere maatregelen vereist

WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Bij de verwerking persoonlijke beschermende kleding (stofmasker, veiligheidsbril, ...) gebruiken.

INDICATIE

- _ Controle van passing en functionaliteit van de tandtechnische werkzaamheden op het gipsmodel en in de mond van de patiënt.
- _ Niet geschikt voor een lange periode in de mond (max. 5 minuten)
- _ Te verwerken met giet-, druk- of opdrukprocedé.

CONTRA-INDICATIE

- _ PMMA incompatibiliteit

VORMGEVING VAN STRUCTUUR EN VERDER VERWERKING

De gegevens van de fabrikant van het materiaal waarin de structuur gegoten of geperst wordt, dienen in acht te worden genomen. Geadviseerde word om de structuur voor het inbedden te bekleden met een dunne waslaag om scheuren in de inbedmassa te voorkomen.

De PMMA structuur moet voor het inzetten in de mond volgens de hygiënerichtlijn worden gereinigd en gedesinfecteerd.

HOUDBAARHEID

Houdbaar 5 jaar vanaf productiedatum

AFVALVERWIJDERING

Hiervoor moet het verantwoordelijke toegelaten afvalverwerkingsbedrijf worden aangesproken.

GARANTIE

Toepassingstechnische adviezen, of deze nu mondeling, schriftelijk of in het kader van een praktische instructie worden gegeven, berusten op onze eigen ervaringen en pogingen en kunnen daarom slechts als richtlijn gelden. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld. Wijzigingen ten aanzien van constructie en samenstelling zijn daarom voorbehouden.

VEILIGHEIDSGEGEVENS / CONFORMITEITSVERKLARING

Veiligheidsinformatiebladen en conformiteitsverklaringen op aanvraag en op www.amanngirschbach.com.

LOT	Chargecode
REF	Artikelnummer
	Fabrikant
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen
Rx only	Het product mag volgens de Amerikaanse wetgeving alleen door of in opdracht van een tandarts worden verkocht.
	Te gebruiken tot
SN	Serienummer