

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



Made in the European Union



Rx only

DIN EN ISO 13485  
ISO 9001

31661FB 2016-08-30

**AMANNGIRRBACH**

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Ceramill PMMA

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

### PRZEZNACZENIE

Przezroczyste, bezodpadowo spalające się tworzywo sztuczne, służące do obróbki za pomocą frezarki.

### OPIS PRODUKTU

Ceramill PMMA jest przezroczystym półfabrykatem (bloczkiem) z tworzywa sztucznego, należącego do wyrobów medycznych klasy 1. Służy do wytwarzania i przymierzania podbudów i do nadaje się do obróbki za pomocą frezarki.

### DANE TECHNICZNE

Kolor	bezbarwny lub barwiony
Zapach	bezwonny
Temperatura zmiękczenia	ok. 102 °C
Punkt zapłonu	> 250 °C
Gęstość	1,19 g/cm <sup>3</sup> w temp. 20 °C
Rozpuszczalność w wodzie	nierozpuszczalny

### SKŁAD CHEMICZNY (PROCENTOWO WZGLĘDEM MASY)

100% PMMA (Polimetakrylanmetylu)

### PRZECHOWYWANIE

Brak szczególnych zaleceń dotyczących przechowywania.

### OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas obróbki należy wykorzystywać środki ochrony osobistej (maska przeciwpyłowa, okulary ochronne, ...).

### ZASTOSOWANIE

- \_ Kontrola dopasowania i funkcjonalności pracy przygotowanej przez technika dentystycznego na modelu gipsowym i w jamie ustnej pacjenta.
- \_ Nie nadaje się do dłuższego stosowania w jamie ustnej (maks. 5 minut).
- \_ Może być formowany, prasowany i przetłaczany.

### PRZECIWWSKAZANIA

- \_ Nietolerancja PMMA

### PROJEKT STRUKTURY I DALSZA OBRÓBKA

Należy stosować się do zaleceń producenta dotyczących materiałów, w których formowana lub przetłaczana jest struktura wewnętrzna. Aby zapobiec pękaniu materiału formy odlewania, przed rozpoczęciem odlewania zaleca się pokrycie podbudowy cienką warstwą wosku. Szkielet wykonany z PMMA należy przed osadzeniem w jamie ustnej oczyścić i zdezynfekować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny.

### OKES MAGAZYNOWANIA

Okres magazynowania wynosi do 5 lat od daty produkcji

### UTYLIZACJA

W tym celu należy skontaktować się z odpowiednim, atestowanym punktem likwidacji odpadów.

### GWARANCJA

Wskazówki dotyczące wykorzystania przekazane ustnie, pisemnie, bądź też w formie praktycznych instrukcji stworzono w oparciu o zgromadzone przez nasz doświadczenia i wyniki testów, dlatego też powinny być postrzegane jedynie jako zalecenia. Nasze produkty są w sposób ciągle rozwijane. Zachowujemy prawo do modyfikacji produktów, w zakresie projektu, lub składu.

### INFORMACJE BHP ORAZ DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Informacje dotyczące BHP, jak również deklaracja zgodności, dostępne są na życzenie oraz na stronie internetowej [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com).

**LOT** Numer serii

**REF** Numer art.

Producent

Stosować się do zaleceń instrukcji użytkowania

**Rx only** Zgodnie z amerykańską federalną ustawą produkt może być sprzedawany wyłącznie przez lub na zlecenie lekarza-dentysty.

Zdany do użycia do

**SN** Numer seryjny