

ceramill[®] a-cast

PT Instruções de uso



AMANN GIRRBACH

- Tradução das instruções de operação originais -

Índice

Explicação dos símbolos	4
Indicações gerais de segurança	6
Pessoal apropriado	6
Propriedades	7
Garantia / Exoneração de responsabilidade	8
Exame das peças em bruto	8
Montagem na mesa de trabalho	8
Aplicação	9
Proteção do meio ambiente	10
Acessórios	10
Informações para o download	10

PT



Explicação dos símbolos

Indicações de advertência



Avisos no texto são indicados por triângulo, com um friso em volta.



Em caso de perigo, o símbolo de ponto de exclamação, dentro do triângulo de sinalização é substituído por um símbolo de relâmpago.

Palavras-sinal no início de uma indicação de advertência indicam o tipo e a gravidade das consequências, caso as medidas de prevenção para evitar o perigo não sejam observadas.

- _ **NOTA** significa que podem ocorrer danos materiais.
- _ **CUIDADO** significa que podem ocorrer lesões corporais leves ou até médias.
- _ **AVISO** significa que podem ocorrer ferimentos graves.
- _ **PERIGO** significa que podem ocorrer lesões corporais mortais.

Informações importantes






Informações importantes sem perigo para pessoas ou bens, são marcadas com o símbolo apresentado à esquerda. Eles também são circundados por linhas.



Outros símbolos nestas instruções

Símbolo	Significado
>	Ponto de uma descrição de acção
–	Ponto de uma lista
•	Sub-item de uma descrição de acção ou de uma lista
[3]	Os números nos colchetes referem-se a números de localização em gráficos

Outros símbolos no produto

Símbolo	Significado
REF	Nº de artigo
LOT	Código de lote
	Fabricante
	Observar as instruções de uso
	Utilizável até
SN	Número de série

Indicações gerais de segurança**CUIDADO:**

Prejuízo à saúde devido ao pó de PMMA!

Durante o trabalho com construções feitas de Ceramill A-Cast, podem ser produzidos pós que podem causar irritação mecânica nos olhos e no trato respiratório.

- ▷ Sempre deve-se prestar atenção ao bom funcionamento do sistema de aspiração na fresadora e na estação de trabalho para pós-processamento individual.
- ▷ Durante o processamento deve ser usado equipamento de proteção individual (máscara de proteção contra poeira, óculos de proteção, ...).
- ▷ Outras informações relacionadas à segurança, se encontram na Ficha de Dados de Segurança.

**NOTA:**

Todos os incidentes graves relacionados com o produto devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente se encontram estabelecidos.

Pessoal apropriado**NOTA:**

O produto só deve ser processado por protéticos/dentistas formados.



Propriedades

Determinação da finalidade

Ceramill A-Cast são peças em bruto de PMMA para a produção de estruturas de pontes e de coroas fabricadas por CAD/CAM, para a tecnologia de fundição.

Descrição do produto

Ceramill A-Cast são peças em bruto de fresagem para a produção de construções de coroas e de pontes por meio da tecnologia CAD/CAM. As construções são usadas para a produção de moldes perdidos na tecnologia de fundição. Ceramill A-Cast não é um produto medicinal.

Ficha de dados de segurança / Declaração de conformidade

A ficha de dados de segurança pode ser baixada do site da Amann Girrbach em *Services > Downloads > Additional documents (Serviços > Downloads > Documentação Complementar)*. A pedido, a declaração de conformidade do produto pode ser obtida do fabricante.

Composição química

_ Polimetilmetacrilato (PMMA)

Durabilidade das peças em bruto

Com um respectivo armazenamento, as peças em bruto podem ser usadas 4 anos a partir da data de fabricação.



Armazenamento

- _ Só deve ser guardado na embalagem original.
- _ Armazenar em local separado de alimentos.
- _ Manter o recipiente bem fechado.

Garantia / Exoneração de responsabilidade

Recomendações técnicas de aplicação, não importando se são orais, por escrito ou transmitidas no decurso da instrução prática, são válidas como um directiva. Nossos produtos estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Portanto, reservamo-nos o direito a alterações no manuseio e na composição.

Exame das peças em bruto

É imprescindível que as peças em bruto sejam examinadas quanto ao seu perfeito estado óptico ao serem recebidas. Após a utilização de uma peça em bruto danificada (pelo transporte) não há mais direito a uma reclamação.

Montagem na mesa de trabalho

A montagem das peças em bruto é descrita no manual de instruções da respectiva fresadora.



Aplicação

Indicações

- _ Produção de moldes perdidos para a tecnologia de fundição.

Contra-indicações

- _ Todas as indicações não listadas nas “Indicações”.

Separação e elaboração

- ▷ Para a separação e elaboração de construções a partir da peça em bruto, devem ser usadas fresas de metal duro com dentes cruzados, apropriadas ou discos de corte apropriados.
- ▷ Para evitar ajustes imprecisos após a elaboração da construção: evitar um forte desenvolvimento de calor durante a elaboração e o polimento.



Proteção do meio ambiente

Embalagem

Quanto à embalagem, o fabricante está envolvido em sistemas de reciclagem específicos para cada país, que garantem uma reciclagem ideal.

Todos os materiais de embalagem utilizados são compatíveis com o meio ambiente e reutilizáveis.

Descarte das peças em bruto

Eliminação do conteúdo/recipiente de acordo com as diretivas locais/regionais/nacionais/internacionais.

Descarte de acordo com os regulamentos oficiais.

Acessórios



Mais informações sobre os acessórios específicos para o produto encontram-se em www.amanngirrbach.com.

Informações para o download

Outras instruções estão disponíveis para download em www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.





Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

ISO 13485
ISO 9001



AMANNGIRRBACH