

ceramill[®] a-splint

PT Instruções de uso



AMANN GIRRBACH

- Tradução das instruções de operação originais -

Índice

Explicação dos símbolos	4
Indicações gerais de segurança	6
Pessoal apropriado	6
Propriedades	7
Garantia / Exoneração de responsabilidade	9
Exame das peças em bruto	9
Montagem na mesa de trabalho	9
Aplicação	10
Proteção do meio ambiente	11
Acessórios	12
Informações para o download	12

PT



Explicação dos símbolos

Indicações de advertência



Avisos no texto são indicados por triângulo, com um friso em volta.



Em caso de perigo, o símbolo de ponto de exclamação, dentro do triângulo de sinalização é substituído por um símbolo de relâmpago.

Palavras-sinal no início de uma indicação de advertência indicam o tipo e a gravidade das consequências, caso as medidas de prevenção para evitar o perigo não sejam observadas.

- _ **NOTA** significa que podem ocorrer danos materiais.
- _ **CUIDADO** significa que podem ocorrer lesões corporais leves ou até médias.
- _ **AVISO** significa que podem ocorrer ferimentos graves.
- _ **PERIGO** significa que podem ocorrer lesões corporais mortais.

Informações importantes






Informações importantes sem perigo para pessoas ou bens, são marcadas com o símbolo apresentado à esquerda. Eles também são circundados por linhas.



Outros símbolos nestas instruções

Símbolo	Significado
▷	Ponto de uma descrição de acção
—	Ponto de uma lista
•	Sub-item de uma descrição de acção ou de uma lista
[3]	Os números nos colchetes referem-se a números de localização em gráficos

Outros símbolos no produto

Símbolo	Significado
REF	Nº de artigo
LOT	Código de lote
	Fabricante
	Observar as instruções de uso
	Utilizável até
Rx only	O produto em conformidade com a lei federal dos EUA, o produto só pode ser vendido por ou em nome de um dentista.
SN	Número de série



Indicações gerais de segurança**CUIDADO:**

Prejuízo à saúde devido ao pó de PMMA!

Durante o trabalho em estruturas feitas de Ceramill A-Splint, podem ser produzidos pós que podem causar irritação mecânica nos olhos e no trato respiratório.

- ▷ Sempre deve-se prestar atenção ao bom funcionamento do sistema de aspiração na fresadora e na estação de trabalho para pós-processamento individual.
- ▷ Durante o processamento deve ser usado equipamento de proteção individual (máscara de proteção contra poeira, óculos de proteção, ...).
- ▷ Outras informações relacionadas à segurança, se encontram na Ficha de Dados de Segurança.

**NOTA:**

Todos os incidentes graves relacionados com o produto devem ser comunicados ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente se encontram estabelecidos.

Pessoal apropriado**NOTA:**

O produto só deve ser processado por protéticos/dentistas formados.



Propriedades

Determinação da finalidade

Os Ceramill A-Splint são blanks CAD / CAM baseados em polimetilmetacrilato prontos para uso para trilhos de fresamento e para verificar o ajuste no modelo / boca de gesso antes de fazer a restauração final.

Descrição do produto

Ceramill A-Splint são peças em bruto de fresagem para a produção de talas (talas oclusais). Essas talas eliminam o carregamento excessivo e / ou incorreto da substância dentária dura, do periodonto e das articulações temporomandibulares. O período de uso é de no máximo três anos.

Ficha de dados de segurança / Declaração de conformidade

A ficha de dados de segurança pode ser baixada do site da Amann Girrbach em *Services > Downloads > Additional documents (Serviços > Downloads > Documentação Complementar)*. A pedido, a declaração de conformidade do produto pode ser obtida do fabricante.



Dados técnicos

	Unidade	Ceramill A-Splint (DIN EN ISO 20795-2)
Resistência à flexão de 3 pontos	MPa	> 100
Densidade	g/cm ³	1,19
Dureza Vickers	HV0,2	24
Absorção de água	μg/mm ³	< 25
Solubilidade	μg/mm ³	< 0,7
Teor de monómetro residual	%	< 1
Tenacidade à fratura	MPa√m	> 3,5

Composição química

_ Polimetilmetacrilato (PMMA)

Durabilidade das peças em bruto

Com um respectivo armazenamento, as peças em bruto podem ser usadas 4 anos a partir da data de fabricação.

Armazenamento

- _ Só deve ser guardado na embalagem original.
- _ Armazenar em local separado de alimentos.
- _ Manter o recipiente bem fechado.



Garantia / Exoneração de responsabilidade

Recomendações técnicas de aplicação, não importando se são orais, por escrito ou transmitidas no decurso da instrução prática, são válidas como um directiva. Nossos produtos estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Portanto, reservamo-nos o direito a alterações no manuseio e na composição.

Exame das peças em bruto

É imprescindível que as peças em bruto sejam examinadas quanto ao seu perfeito estado óptico ao serem recebidas. Após a utilização de uma peça em bruto danificada (pelo transporte) não há mais direito a uma reclamação.

Montagem na mesa de trabalho



A montagem das peças em bruto é descrita no manual de instruções da respectiva fresadora.

Aplicação

Indicações

- _ Talas terapêuticas para correção de problemas de articulação temporomandibular e plano mastigatório com tempo máximo de uso de três anos.
- _ Verificar o ajuste no modelo de gesso / boca antes da restauração final.

Contra-indicações

- _ Uso para restaurações definitivas
- _ conhecidas alergias aos ingredientes
- _ todas as indicações não listadas nas “Indicações”

Separação e elaboração

- ▷ Para a separação e processamento de construções a partir da peça em bruto, devem ser usadas fresas de metal duro com dentes cruzados, apropriadas ou discos de corte apropriados.
- ▷ Polir, cuidadosamente, a superfície até obter um alto brilho.
- ▷ Para evitar ajustes imprecisos após a elaboração da construção: evitar um forte desenvolvimento de calor durante a elaboração e o polimento.



Amplificação

Construções feitas de Ceramill A-Splint podem ser reproduzidas e complementadas, a qualquer momento, com todos os polímeros frios comercialmente disponíveis, à base de MMA.

- ▷ Condicionar a superfície, antecipadamente, de preferência com um comparável promotor de adesão baseado em MMA.
- ▷ Observar as instruções do fabricante fornecidas pelo fornecedor do material de expansão.

Proteção do meio ambiente

Embalagem

Quanto à embalagem, o fabricante está envolvido em sistemas de reciclagem específicos para cada país, que garantem uma reciclagem ideal.

Todos os materiais de embalagem utilizados são compatíveis com o meio ambiente e reutilizáveis.

Descarte das peças em bruto

Eliminação do conteúdo/recipiente de acordo com as diretivas locais/regionais/nacionais/internacionais.

Descarte de acordo com os regulamentos oficiais.



Acessórios



Mais informações sobre os acessórios específicos para o produto encontram-se em www.amanngirrbach.com.

Informações para o download

Outras instruções estão disponíveis para download em www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.









Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

CE 0123

ISO 13485
ISO 9001

Rx only



AMANNGIRRBACH