

## INSTRUÇÕES DE USO CERAMILL D-WAX

Tradução das instruções de operação originais

### FINALIDADE

Cera de fresagem para bases de prótese total para o processamento na fresadora CNC Ceramill Motion 2 (5x).

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ceramill D-WAX é uma peça em bruto de cera de cor rosa da classe de produtos medicinais 1. Ela serve para a produção e adaptação de bases de próteses totais e é processada, de ambos os lados, com a fresadora CNC Ceramill Motion 2 (5x), com refrigeração a água. A cera é apropriada para a modificação durante ou após a adaptação na boca do paciente.

### DADOS TÉCNICOS

Cor:	rosa	
Ponto de solidificação:	84 °C	ISO 2207
Viscosidade a 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Solubilidade em água:	insolúvel	
Ponto de inflamação:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Densidade a 20 °C:	aprox. 0,93 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Odor:	tipicamente fraco	

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Ceras de hidrocarbonetos, ceras naturais, corantes.

### EMBALAGENS

760570	Ceramill D-WAX	H = 30 mm	1 forma da arcada dentária
--------	----------------	-----------	----------------------------

### ARMAZENAMENTO

Peças em bruto devem ser protegidas da luz solar direta. Na embalagem original e devem ser armazenadas em local fresco e bem ventilado.

### NOTAS DE AVISO E SEGURANÇA

Para o processamento térmico deve ser prevista um dispositivo de aspiração dos vapores e uma ventilação suficiente. Risco de queimaduras na pele causadas por fundição quente. Durante o processamento deve ser usado equipamento de protecção individual (máscara de protecção contra poeira, óculos de protecção, luvas protetoras, casaco protetor...).

### INDICAÇÃO

- \_ Para a fresagem de uma base de prótese, que pode ser colocada, para a adaptação, na boca do paciente.
- \_ Para o processamento no método de incorporação para polímetro frio ou quente.

### DURABILIDADE

3 anos a partir da data de fabricação.

### LIMPEZA APÓS A FRESAGEM

Após a fresagem, a base da prótese deve ser limpa, de manchas causadas pelo líquido refrigerante, com um pano que foi mergulhado em água fria.

Para locais mais estreitos que não podem ser alcançados com o pano, pode ser usada uma escova de dentes com cerdas macias.

### DESCARTE







Pode, normalmente, ser descartado junto com o lixo doméstico. Sob observação das diretivas legais vigentes no local, pode por ex. ser eliminado numa instalação de incineração apropriada.

### GARANTIA

Recomendações técnicas para a aplicação, sejam elas dadas oralmente, por escrito ou no decurso de instruções práticas, são baseadas em nossa própria experiência e em testes e pode, portanto, servir apenas como diretiva. Nossos produtos estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Nós, portanto, reservamo-nos o direito de alterar o design e a composição.

### FICHAS DE DADOS DE SEGURANÇA / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fichas de dados de segurança e declarações de conformidade, podem ser obtidas a pedido, em [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)

	Código de lote
	Nº de artigo
	Fabricante
	Observar as instruções de uso
<b>Rx only</b>	O produto em conformidade com a lei federal dos EUA, o produto só pode ser vendido por ou em nome de um dentista.
	Utilizável até
	Número de série



Made in the European Union



Rx only

DIN EN ISO 13485  
ISO 9001

32995FB 2016-08-30



AMANNGIRRBACH



Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

Distribution | Vertrieb D/A

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
[austria@amanngirrbach.com](mailto:austria@amanngirrbach.com)

**Amann Girrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
[germany@amanngirrbach.com](mailto:germany@amanngirrbach.com)  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)