

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

**Amann Girschbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amangirschbach.com  
[www.amangirschbach.com](http://www.amangirschbach.com)



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001

**AMANNGIRSBACH**

31661FB 2016-08-30

## MANUAL DE INSTRUÇÕES Ceramill PMMA

Tradução das instruções de operação originais

### FINALIDADE

Material sintético, transparente combustível livre de resíduos para o processamento em uma máquina de fresagem.

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Ceramill PMMA é uma peça em bruto de plástico transparente da classe de produtos medicinais 1. Ela é usada para a produção e para o ajuste de suportes e é processada com uma máquina de fresagem.

### DADOS TÉCNICOS

Cor	incolor ou tingido
Odor	inodoro
Temperatura de amolecimento	ca. 102 °C
Ponto de inflamação	> 250 °C
Densidade	1,19 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
Solubilidade em água	insolúvel

### COMPOSIÇÃO QUÍMICA (P. -%)

100 % PMMA (polimetacrilato de metilo)

### ARMAZENAMENTO

Não são necessárias medidas especiais.

### NOTAS DE AVISO E SEGURANÇA

Durante o processamento deve ser usado equipamento de proteção pessoal (máscara de proteção contra poeira, óculos de proteção, ...).

### INDICAÇÃO

- \_ Controlo de ajuste e de funcionalidade do trabalho dental no modelo de gesso e na boca do paciente.
- \_ Não é adequado para um período prolongado na boca (máx. 5 minutos).
- \_ Para trabalhar no processo de fundição, de prensagem ou de sobre-prensagem.

### CONTRA-INDICAÇÃO

- \_ Incompatibilidade PMMA

### PROJETO DA ESTRUTURA E ACABAMENTO

Preste atenção às instruções do fabricante do respectivo material, no qual a estrutura é derramada e pressionada. Para evitar fissuras na massa de embutir, é recomendável cobrir a estrutura com uma fina camada de cera antes de embutir.

A estrutura PMMA deve ser limpa e desinfetada antes de ser colocada na boca, segundo à diretiva de higiene.

### DURABILIDADE

Durável por 5 anos a partir da data de fabricação

### DESCARTE

Para este fim, deve ser contactada a empresa de descarte competente autorizada.

### GARANTIA

Recomendações técnicas para a aplicação, sejam elas dadas oralmente, por escrito ou no decurso de instruções práticas, são baseadas em nossa própria experiência e em testes e pode, portanto, servir apenas como diretiva. Nossos produtos estão sujeitos a um desenvolvimento contínuo. Por isso, reservamos o direito de alterar em design e composição.

### FICHAS DE SEGURANÇA / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fichas de Dados de Segurança do Material e declarações de conformidade, a pedido e em [www.amangirschbach.com](http://www.amangirschbach.com)

**LOT** Código de lote

**REF** N° de artigo

Fabricante

Observar as instruções de uso

**Rx only** O produto em conformidade com a lei federal dos EUA, o produto só pode ser vendido por ou em nome de um dentista.

Utilizável até

**SN** Número de série