

ceramill[®] a-splint

RO Instrucțiuni de utilizare



AMANNGIRRBACH

– Traducerea manualului de operare original –

Cuprins

Explicarea simbolurilor	4
Instrucțiuni generale de siguranță	6
Personal corespunzător	6
Proprietăți	7
Garanție/excluderea răspunderii materiale	9
Verificarea pieselor brute	9
Montaj în masa de lucru	9
Utilizare	9
Protecția mediului	11
Accesorii	11
Informații pentru download	11

RO



Explicarea simbolurilor

Avertismente



Avertismentele din text marcate cu un triunghi de avertizare și încadrate.



În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul exclamării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol de fulger.

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui avertisment evidențiază tipul și gravitatea consecințelor în cazul nerespectării măsurilor necesare pentru eliminarea pericolului.

- _ **NOTĂ** înseamnă că se pot produce pagube materiale.
- _ **ATENȚIE** înseamnă că se pot produce vătămări corporale ușoare până la medii.
- _ **AVERTISMENT** înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave.
- _ **PERICOL** înseamnă că se pot produce vătămări corporale mortale.

Informații importante









Informațiile importante care nu se referă la pericol de vătămări corporale sau pagube materiale sunt marcate cu următorul simbol. Ele sunt de asemeni încadrate de linii.



Alte simboluri din instrucțiunile de utilizare

Simbol	Semnificație
>	Punct din descrierea unei acțiuni
–	Punct dintr-o listă
•	Subpunct din descrierea unei acțiuni sau dintr-o listă
[3]	Cifrele dintre paranteze drepte se referă la numerele zonale din schițele grafice

Alte simboluri pe produs

Simbol	Semnificație
	Număr articol
	Număr șarjă
	Producător
	Respectați instrucțiunile de folosire
	Utilizabil până lais
Rx only	Conform legislației federale SUA, produsul poate fi comercializat numai de către un medic stomatolog sau în numele acestuia.
	Număr de serie

Instrucțiuni generale de siguranță

RO



ATENȚIE:

Pericol pentru sănătate din cauza pulberii de PMMA!

Prelucrarea construcțiilor din Ceramill A-Splint poate genera degajarea de pulberi care pot irita mecanic ochii și căile respiratorii.

- ▷ De aceea asigurați întotdeauna buna funcționare a instalației de aspirare la mașina dumneavoastră de frezat și la locul de muncă și fiți atenți la postprocesarea individuală.
- ▷ În timpul prelucrării folosiți echipament personal de protecție (mască de protecție împotriva prafului, ochelari de protecție, ...).
- ▷ Alte informații privind siguranța găsiți în fișa tehnică de securitate.



NOTA:

Toate incidentele grave referitoare la acest produs trebuie notificate producătorului și autorității competente a statului membru în care utilizatorul și/sau pacientul își au reședința.

Personal corespunzător



NOTA:

Produsul poate fi prelucrat numai de către tehnicieni dentari/medici stomatologi calificați.



Proprietăți

Destinație

Ceramill A-Splint sunt piese brute CAD/CAM gata de utilizare pe bază de polimetilmetacrilat pentru frezarea atelelor ocluzale cât și pentru verificarea potrivirii pe modelul din gips/în gură înainte de realizarea construcției dentare finale.

Descrierea produsului

Ceramill A-Splint sunt blanchuri pentru frezare, destinate producerii de atele ocluzale. Aceste atele elimină suprasolicitările/solicitările neuniforme ale dentinei, ale parodontiului și ale articulației temporo-mandibulare. Durata purtării lor este de maximum trei ani.

Fișă tehnică de securitate/declarație de conformitate

Fișă tehnică de securitate poate fi descărcată de pe website-ul Amann Girrbach la *Services > Downloads > Additional documents*. Producătorul vă poate furniza la cerere declarația de conformitate a produsului.



Date tehnice

	Unitate	Ceramill A-Splint (DIN EN ISO 20795-2)
Rezistență la încovoiere (3 puncte)	MPa	> 100
Densitate	g/cm ³	1,19
Duritate Vickers	HV0,2	24
Absorbție apă	μg/cm ³	< 25
Solubilitate	μg/cm ³	< 0,7
Conținut monomer rezidual	%	< 1
Rezistență la rupere	MPa√m	> 3,5

Compoziție chimică

_ polimetilmetacrilat (PMMA)

Perioada de valabilitate a pieselor brute

În condiții de depozitare corespunzătoare, piesele brute sunt utilizabile timp de 4 ani de la data fabricației.

Depozitare

- _ A se păstra numai în ambalajul original.
- _ A se depozita separat de produse alimentare.
- _ A se păstra în ambalaj închis ermetic.



Garanție/excluderea răspunderii materiale

Recomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecționare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește manipularea și compoziția acestora.

Verificarea pieselor brute

După primire, piesele brute trebuie neapărat verificate optic cu privire la starea lor impecabilă. După ce o piesă brută deteriorată (în urma transportului) a fost folosită, beneficiarul nu mai poate solicita remedierea lipsei de conformitate în cadrul garanției.

Montaj în masa de lucru



Montajul pieselor brute este descris în manualul de instrucțiuni al mașinii de frezat respective.

Utilizare

Indicații

- _ Atele destinate construcțiilor dentare terapeutice de corectare a problemelor articulației temporo-madibulare și de masticație cu o durată de purtare maximă de trei ani.
- _ Verificarea potrivirii modelului din gips/gură înainte de realizarea construcției finale.



Contraindicații

- _ Utilizare pentru lucrări de restaurare definitive
- _ intoleranțe cunoscute față de componente
- _ Toate indicațiile care nu sunt enumerate la capitolul „Indicații“

Desprindere și finisare

- ▷ Pentru desprinderea și finisarea construcțiilor dentare din piesa brută ar trebui să se folosească freze din carburi metalice cu dinți în cruce sau discuri de tăiere adecvate pentru rășini acrilice.
- ▷ Lustruiți cu grijă suprafața pentru a obține un luciu intens.
- ▷ Pentru evitarea inexactităților de potrivire după realizarea construcțiilor dentare, în timpul finisării și lustruirii ar trebui evitată degajarea puternică de căldură.

Extensie

Construcțiile dentare din Ceramill A-Splint pot fi recondiționate și completate oricând cu toate rășinile acrilice pe bază de MMA cu polimerizare la rece uzuale din comerț .

- ▷ Condiționați în prealabil suprafața, preferabil cu un liant pe bază de MMA.
- ▷ Respectați indicațiile producătorului materialului extensiei.



Protecția mediului

Ambalaj

În ceea ce privește ambalajele, producătorul se implică în sistemul de revalorificare specific fiecărei țări, care asigură o reciclare optimă.

Toate materialele de ambalaj sunt ecologice și reciclabile.

Eliminarea pieselor brute

Eliminarea conținutului/recipientului conform reglementărilor locale/regionale/naționale/internaționale.

Eliminare conform dispozițiilor autorităților administrative.

Accesorii





Alte informații privind accesoriile specifice produsului găsiți la www.amangirrbach.com.

Informații pentru download

Alte instrucțiuni sunt disponibile pentru download la www.amangirrbach.com/instruction-manuals.











Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

CE 0123

ISO 13485
ISO 9001

Rx only



AMANNGIRRBACH