

RO Instrucțiuni de utilizare

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001



AMANNGIRRBACH

32995FB 2016-08-30

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CERAMILL D-WAX

Traducerea instrucțiunilor de utilizare originale

DESTINAȚIE

Ceară de frezat pentru baze de proteze totale destinate prelucrării în mașina de frezat CNC Ceramill Motion 2 (5x).

DESCRIEREA PRODUSULUI

Ceramill D-WAX este un blanc dentar de culoare roz, din clasa de produse medicale 1. El servește la realizarea de baze de proteze dentare de probă și se prelucrează pe ambele fețe cu mașina de frezat CNC Ceramill Motion 2 (5x), prin răcire cu apă. Ceara este adecvată pentru modelări în timpul respectiv după probarea la pacient.

DATE TEHNICE

Culoare:	roz	
Punct de solidificare:	84 °C	ISO 2207
Vâscozitate la 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Solubilitate în apă:	insolubil	
Punct de aprindere:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Densitate la 20 °C:	aprox. 0,93 g/cm ³	DIN 53217
Miros:	slab tipic	

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

Ceară din hidrocarburi, ceară naturală, coloranți

AMBALAJE

760570 Ceramill D-WAX H = 30 mm Formă arc dentar

DEPOZITARE

Protejați discurile de ceară împotriva expunerii la radiații solare directe. Depozitați-le în ambalaj original și într-un loc răcoros, bine aerisit.

AVERTISMENTE ȘI INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

În cazul prelucrării termice, asigurați aspirarea vaporilor cât și o ventilaie suficientă. Pericol de arsuri cutanate din cauza topiturii fierbinți. În timpul prelucrării folosiți echipament personal de protecție (mască de protecție împotriva prafului, ochelari de protecție, mănuși de protecție, manta de protecție).

INDICAȚIE

- _ Pentru frezarea unei baze de proteză care să poată fi introdusă, pentru probă, în gura pacientului.
- _ Pentru prelucrare prin metoda retenției prin încăstrare a polimerizatului rece sau fierbinte.

TERMEN DE VALABILITATE

3 ani de la data fabricației

CURĂȚARE DUPĂ FREZARE

După frezare, baza de proteză trebuie curățată de pete cu o lavetă umezită în apă rece. În locurile mai înguste, care nu pot fi curățate cu laveta, se poate utiliza o perie de dinți mai moale.

ELIMINARE

Poate fi aruncat de regulă în gunoiul menajer. Respectându-se prescripțiile autorităților locale, poate fi direcționat, de exemplu către o instalație de incinerare.

GARANȚIE

Recomandările tehnice de utilizare transmise oral, în scris sau în cursul instructajului practic, se bazează pe propria noastră experiență și testele efectuate de noi și de aceea au numai un rol orientativ. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecționare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește manipularea și compoziția acestora.

FIȘE TEHNICE DE SECURITATE/DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Fișele tehnice de securitate și declarațiile de conformitate sunt disponibile la cerere cât și la www.amanngirrbach.com

LOT	Cod șarjă
REF	Număr articol
	Producător
	Respectați instrucțiunile de folosire
Rx only	Conform legislației federale SUA, produsul poate fi comercializat numai de către un medic stomatolog sau în numele acestuia.
	Utilizabil până la
SN	număr de serie