

Manufacturer | Hersteller  
Distribution | Vertrieb

Distribution | Vertrieb D/A

**Amann Girrbach AG**  
Herrschaftswiesen 1  
6842 Koblach | Austria  
Fon +43 5523 62333-105  
Fax +43 5523 62333-5119  
austria@amanngirrbach.com

**Amann Girrbach GmbH**  
Dürrenweg 40  
75177 Pforzheim | Germany  
Fon +49 7231 957-100  
Fax +49 7231 957-159  
germany@amanngirrbach.com  
[www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)



DIN EN ISO 13485  
ISO 9001



AMANNGIRRBACH

32995FB 2016-08-30

## BRUKSANVISNING CERAMILL D-WAX

Översättning av originalbruksanvisning

### ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Fräsvax för totalprotesbaser, för bearbetning i CNC-fräsmaskinen Ceramill Motion 2 (5x).

### PRODUKTBESKRIVNING

Ceramill D-WAX är ett rosafärgat vaxråvarublock, medicinproduktklass 1. Det används för att tillverka och prova ut totalprotesbaser och kan bearbetas med CNC-fräsmaskinen Ceramill Motion 2 (5x) på båda sidor med vattenkyllning. Vaxet är lämpligt för anpassningar under och efter inprovningen på patienten.

### TEKNISKA DATA

Färg:	rosa	
Stelningspunkt:	84 °C	ISO 2207
Viskositet vid 120 °C:	< 50 mPas	DIN 53019
Löslighet i vatten:	olösligt	
Flampunkt:	> 140 °C	DIN ISO 2592
Densitet vid 20 °C:	ungefär 0,93 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
Lukt:	svag, typisk	

### KEMISK SAMMANSÄTTNING

Kolvätevaxer, naturliga vaxer, färgämnen.

### FÖRPACKNINGAR

760570	Ceramill D-WAX	H = 30 mm	Tandbågsform
--------	----------------	-----------	--------------

### LAGRING

Skydda vaxmaterialblocken från direkt solljus. I originalförpackning på en sval, väl ventilerat plats.

### VARNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Se till att det finns utsug och tillräcklig ventilation för att få bort ångorna vid termisk bearbetning. Risk för brännskador orsakade av het smälta. Använd personlig skyddsutrustning (till exempel dammskyddsmask, skyddsglasögon, skyddshandskar och skyddskläder) under arbetet.

### INDIKATION

- \_ För fräsning av en protesbas, som kan provas in i patientens mun.
- \_ För bearbetning med inbäddningsmetod, för kall- och varmpolymerisation.

### HÅLLBARHET

3 år från tillverkningsdatum.

### RENGÖRING EFTER FRÄSNINGEN

Efter fräsningen ska protesbasen rengöras från kylvätskefläckar med en trasa fuktad i kallt vatten. På trånga ställen, där man inte kommer åt med trasan, kan en mjuk tandborste användas.

### AVFALLSHANTERING

Kan normalt läggas tillsammans med hushållsavfall. Följ de lokala föreskrifterna för avfallshantering.

### GARANTI

Tekniska anvisningar för användningen, oavsett om de ges muntligt, skriftligt eller i samband med praktisk handledning, är baserade på våra egna erfarenheter och försök, och kan därför endast ses som vägledning. Våra produkter vidareutvecklas kontinuerligt. Vi reserverar oss för rätten till ändringar av konstruktion och sammansättning.

### SÄKERHETSATABLAD/FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Säkerhetsdatablad och försäkran om överensstämmelse fås på begäran eller från adress [www.amanngirrbach.com](http://www.amanngirrbach.com)

**LOT** Charge-kod

**REF** Artikelnummer

Tillverkare

Följ bruksanvisningen

**Rx only** Produkten får enligt amerikansk federal lag bara säljas av, eller på uppdrag av, en tandläkare.

Användbar fram till

**SN** Serienummer