

SV Bruksanvisning

Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amangirrbach.com
www.amangirrbach.com



DIN EN ISO 13485
ISO 9001

AMANGIRRBACH

31661FB 2016-08-30

BRUKSANVISNING Ceramill PMMA

Översättning av originalbruksanvisning

ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL

Transparent plast som kan förbrännas utan rester, för bearbetning i en fräsmaskin.

PRODUKTBESKRIVNING

Ceramill PMMA är ett genomskinligt plastråvarublock, medicinproduktklass 1. Det används för tillverkning och inprovning av skelett och bearbetas med en fräsmaskin.

TEKNISKA DATA

Färg	färglös eller infärgad
Lukt	luktfri
Mjukningstemperatur	ca. 102 °C
Flampunkt	> 250 °C
Densitet	1,19 g/cm ³ vid 20 °C
Vattenlöslighet	olösligt

KEMISK SAMMANSÄTTNING (VIKT -%)

100 % PMMA (polymetylmetakrylat)

LAGRING

Inga speciella åtgärder krävs.

VARNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Använd personlig skyddsutrustning (till exempel dammskyddsmask och skyddsglasögon) under arbetet.

INDIKATION

- _ Kontroll av passning och funktionalitet vid tandtekniska arbeten på gipsmodell och i patientens mun.
- _ Inte lämplig för en längre tid i munnen (max. 5 minuter).
- _ För bearbetning med gjutning, pressning, eller överpressning.

KONTRAINDIKATION

- _ PMMA-intolerans

SKELETTILLVERKNING OCH VIDARE BEARBETNING

Följ tillverkarens instruktioner för det material, där skelettet gjuts eller pressas. För att undvika sprickor i inbäddningsmassan rekommenderar vi att täcka skelettet med ett tunt lager vax före inbäddningen. PMMA-skelettet måste rengöras och desinficeras enligt hygieniska riktlinjer innan det sätts in i munnen.

HÅLLBARHET

Håller 5 år från tillverkningsdatum.

AVFALLSHANTERING

Avfallet ska hanteras enligt gällande regler.

GARANTI

Tekniska anvisningar för användningen, oavsett om de ges muntligt, skriftligt eller i samband med praktisk handledning är baserade på våra egna erfarenheter och försök, och kan därför endast ses som vägledning. Våra produkter vidareutvecklas kontinuerligt. Vi reserverar oss för rätten till ändringar av konstruktion och sammansättning.

SÄKERHETS DATABLAD / FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Säkerhetsdatablad och försäkrans om överensstämmelse fås på begäran eller från adress www.amangirrbach.com.

LOT	Charge-kod
REF	Artikelnummer
	Tillverkare
	Följ bruksanvisningen
Rx only	Produkten får enligt amerikansk federal lag bara säljas av, eller på uppdrag av, en tandläkare.
	Användbar fram till
SN	Serienummer