

Ceramill Mind

FMO | B03 Ceramill DRS M-Plant

Das Online Training vermittelt die technischen und fachlichen Voraussetzungen der Abutmentsoftware Ceramill DRS M-Plant und führt in das Modul praktisch ein. Anhand eines Übungsfalles geht der Trainer die einzelnen Schritte in der Software durch.

Ziel

Vermitteln der Grundkenntnisse für die Abutmentsoftware Ceramill DRS M-Plant.

Ablauf

- _ Erläutern der Database und Informationen zur Fallanalyse und Material
- _ Step-by-Step-Konstruktionen individueller Abutments mit dem Ceramill DRS M-Plant-Modul
- _ Konstruktion einer individuellen, okklusal verschraubten Krone, sowie eines Abutments mit Krone
- _ Überführen der Konstruktion in die CAM-Software Ceramill Match 2
- _ Positionieren der Abutments im Rohling
- _ Senden der Daten an die DRS Motion
- _ Empfehlungen zum Verkleben des Abutments mit der Titanbasis

Hinweis

- _ Ceramill DRS Mind-Kenntnisse (mindestens DRS | B02 Direct Restoration Solution Basic) sind zwingend erforderlich
- _ Voraussetzung für die Abutment-Konstruktion ist die Softwarefreischaltung für das DRS M-Plant Modul.
- _ Zertifiziertes Online Training zum Ceramill DRS Abutmentmodul mit Fortbildungspunkten

Termin

auf Anfrage
Dauer ca. 2 Stunden

Dauer

Dauer ca. 2 Stunden

Ausstattung Teilnehmer

- _ Ceramill Arbeitsplatz mit Donglefreischaltung für DRS M-Plant
- _ Headset
- _ Internetverbindung
- _ Aktuelle Version TeamViewer

Teilnahmegebühr pro Person

€ 400,- zzgl. MwSt.

Es gelten die allgemeinen Kursbedingungen der Amann Girrbach GmbH. Änderungen vorbehalten.

Kontakt

Tel. +49 7231 9570-5512
trainings@amanngirrbach.com
