

Ceramill Mind Video

FMV | B15 Ceramill M-Splint - Aufbissschiene

Funktionelle Schientechnik – ein weiterer Baustein in der digitalen Wertschöpfungskette. Dieses Video führt in das CAD-Modul Ceramill M-Splint-Aufbissschiene ein. Dazu werden alle erforderlichen Patientendaten herangezogen und vermittelt, wie diese umzusetzen sind.

Ziel

Vermitteln der Grundkenntnisse für die Schienensoftware Ceramill M-Splint-Aufbissschiene.

Ablauf

- _ Erläutern der Database und Auswahl der Konstruktionsoptionen
- _ Step-by-Step-Konstruktion einer adjustierten Aufbissschiene durch den Trainer
- _ Kurze Einführung in die Funktion mit anschließender Übergabe der Patientenparameter in den virtuellen Artikulator
- _ Übergabe der Schienen-Konstruktion in die Match 2-Software
- _ Erläutern von Nesting und Fräsbahnberechnung

Hinweis

- _ Ceramill CAD/CAM-Kenntnisse (mindestens Basiskurs) sind empfehlenswert
- _ Scandaten des Demofalles und umfangreiches Schulungsmaterial werden zur Verfügung gestellt
- _ Voraussetzung für die Schienenkonstruktion sind die Module M-Splint und virtueller Artikulator Ceramill Artex®

Dauer

ca. 1 Stunde

Gebühr

€ 50,00 zzgl. MwSt.

Kontakt

Tel. +49 7231 9570-5512
trainings@amanngirrbach.com

