

Ceramill Mind

FMO | B34 Ceramill M-Gin

Dieses Online-Training zeigt den Umgang mit der Gingiva-Design-Software Ceramill M-Gin sowie das interaktive Konstruieren einer REAX-Brücke (REliable-All-On-X) mit Trainerunterstützung.

Ziel

Vermitteln der Grundkenntnisse für die Gingiva-Design-Software Ceramill M-Gin

Ablauf

- _ Erläuterung der Database und Planung des Gingiva-Designs
- _ Informationen über verschiedene Implantatsysteme
- _ Vorteile eines Situ-Scans
- _ Step-by-Step-Konstruktion einer REAX-Brücke mit dem M-Gin und M-Plant-Modul
- _ Selbstständige Konstruktion des Demofalles durch den Teilnehmer mit Begleitung des Trainers
- _ Übergabe der REAX-Konstruktion in die Match-Software inklusive Auswahl und Erläuterung der 5x-Frässtrategien
- _ Tipps zum Einfärben der Gingiva- und Brückenanteile mit den Ceramill Färbeliquids
- _ Empfehlungen zum Verkleben des Abutments mit der Titanbasis

Hinweis

- _ Ceramill CAD/CAM-Kenntnisse (mindestens Basiskurs) sind zwingend erforderlich
- _ Der Umgang mit dem Implantat Modul (Ceramill M-Plant) wird vorausgesetzt
- _ Scandaten des Demofalles werden den Teilnehmern zur Verfügung gestellt

Termin

auf Anfrage

Dauer

ca. 2 Stunden

Ausstattung Teilnehmer

- _ Ceramill Arbeitsplatz mit Donglefreischaltung für M-Gin und M-Plant
- _ Headset
- _ Internetverbindung
- _ Aktuelle Version TeamViewer

Teilnahmegebühr pro Person

€ 439,- zzgl. MwSt.

Es gelten die allgemeinen Kursbedingungen der Amann Girrbach GmbH. Änderungen vorbehalten.

Kontakt

Tel. +49 7231 9570-5512
trainings@amanngirrbach.com
