

Framework Management

FMD | B05 CAM Basic

Ausführliches Kennenlernen und sicherer, eigenständiger Umgang mit der Fräseinheit sind Ziel dieses Kurses. Er ist die Grundlage für alle weiterführenden Kurse im Kursportfolio von Amann Girrbach.

Inhalt

- _ Material- und Fräserkunde
- _ Umgang mit der Nesting-Software Ceramill Match
- _ Auswahl verschiedener Frässtrategien
- _ Nesting verschiedener Materialien
- _ Berechnung der Fräsbahnen unter Berücksichtigung verschiedener Werkstoffe mit anschließendem Rüsten der CAM-Fräseinheiten
- _ Wiederholung der Trainingsinhalte und selbständiges Arbeiten („Echtzeit-Betrieb“)
- _ Heraustrennen der gefrästen Konstruktionen
- _ Wartung und Pflege der Fräseinheit
- _ Abschlussgespräch

Hinweis

- _ PC-Kenntnisse sind zwingend erforderlich

Termine

Im Labor/in der Praxis auf Anfrage

25.09.2025	Pforzheim
20.11.2025	Hohen-Neuendorf

Dauer

ca. 3 Stunden

Kursort

vor Ort in Ihrer Praxis/ Ihrem Labor
Training Center Pforzheim
75177 Pforzheim | Deutschland

Training Center Berlin
ENAMEL GmbH | 16540
Hohen-Neuendorf | Deutschland

Teilnahmegebühr pro Person

€ 479,00 zzgl. MwSt.

Es gelten die allgemeinen Kursbedingungen der Amann Girrbach GmbH. Änderungen vorbehalten.

Kontakt

Tel. +49 7231 9570 5512
trainings@amanngirrbach.com
