



"Una estética integrada nunca antes vista en un óxido de circonio monolítico. Zolid FX Multilayer supone un cambio de paradigma."

Lucas Lammott
M31 Dental Studio | Gloucester, MA, EE. UU.

"En el mundo de la cerámica de óxido de circonio está Zolid FX Multilayer y luego, todo lo demás."



M. Reed Cone DMD, MS, CDT, FACP
Nuance Dental Specialists, Portland, ME, EE. UU.



"Nuestra máxima aspiración en el Amsterdam Dental Group es ofrecer a nuestros pacientes soluciones perfectas. La diversidad de materiales de la gama de productos CAD/CAM de Amann Girrbach nos permite encontrar la mejor solución para cada situación clínica."

Harold Baumgarten DMD
Amsterdam Dental Group, EE. UU.

¿LA DIFERENCIA?
INCREÍBLE.

"Con Zolid Gen-X puedo fabricar piezas altamente estéticas y tener todo el control sobre la función y la estética. Zolid Gen-X reúne todo lo que necesitamos en nuestro laboratorio para el trabajo diario"



Alex Wünsche CDT
Zahntechnik, EE. UU.

3 FUNDAMENTOS DE LA FORMACIÓN PARA DENTISTAS:

CLINICAL GUIDE I

Folleto para la práctica

Toda la información relevante sobre el sistema Zolid DNA



CLINICAL GUIDE II

Guía para la práctica

Preparación paso a paso, cementado, pulido de la superficie



CLINICAL GUIDE III

Compendio científico

Compendio de estudios de Zolid DNA



Sello del laboratorio/pegatina

helblau.com 97610 ES 2021.03

AMANNGIRRBACH



10 MIO UNITS
CLINICALLY PROVEN

EL MATERIAL ADECUADO PARA CADA INDICACIÓN.

zolid
DNA GENERATION

AMANNGIRRBACH.COM



MÁXIMA CALIDAD

Gracias al uso de materias primas de máxima calidad y a una dilatada experiencia en la producción de piezas en bruto de óxido de circonio. Fabricado en Austria.



MÁXIMA ESTÉTICA

Gracias a una translucidez natural y a unos tonos perfectamente adaptados a la Guía de Color VITA.



CLÍNICAMENTE PROBADAS

Con más de 10 millones de restauraciones fabricadas y un gran número de estudios clínicos que convencen a dentistas y a pacientes por igual.



SEGURIDAD DE LOS PROCESOS

Mediante un flujo de trabajo coordinado con unas pautas exhaustivas y autoexplicativas.

zolid fx multilayer

ÓXIDO DE CIRCONIO POLICROMÁTICO ALTAMENTE TRANSLÚCIDO



Zolid FX Multilayer es un óxido de circonio policromático altamente translúcido con gradiente cromático y de translucidez integrado. Las suaves transiciones cromáticas imitan los colores del esmalte, la dentina y el cuello del diente en una progresión fluida natural sin bordes de color molestos.

LA MEJOR ELECCIÓN PARA LAS CORONAS MONOLÍTICAS



Coronas monolíticas fabricadas de Zolid FX ML / 15-26
DT Mauro Ahmić, Sandi Trkuja Dental Impuls

zolid gen-x zolid ht+

ÓXIDO DE CIRCONIO DE ALTA TRANSLUCIDEZ



Zolid HT+ es un óxido de circonio altamente translúcido, que combina unas propiedades mecánicas excelentes con una estética sobresaliente. Incluso las estructuras grandes implantosoportadas con componente gingival irradian la vitalidad de la sustancia dental natural.

IDEAL PARA LOS CASOS ALL-ON-X



Coronas fabricadas de Zolid HT+ con cutback pequeño / 13-23
MDT Benjamin Votteler, Dentaltechnik Votteler GmbH & Co


zi white

ÓXIDO DE CIRCONIO DE BAJA TRANSLUCIDEZ



ZI posee una resistencia, rigidez y biocompatibilidad elevadas. Las restauraciones fabricadas de las piezas en bruto de óxido de circonio sinterizado tienen una resistencia a la flexión especialmente alta de hasta 1.200MPa (resistencia a la flexión en 3 puntos), y se pueden procesar sin problemas gracias a la estabilidad óptima de los bordes.

IDEAL PARA ESTRUCTURAS



Restauraciones totalmente revestidas o coronas fabricadas de ZI / 11-23
MDT Benjamin Votteler, Dentaltechnik Votteler GmbH & Co