

 **ceramill[®] zolid**



CUBICAL
ZIRCONIA



AMANNGIRRBACH







리튬 디실리케이트를 대체할
완벽한 심미성의 지르코니아

리튬 디실리케이트를 완벽하게 대체할 수 있습니다.


Ceramill Zolid FX는 기존의 투명 지르코니아 보다 한 단계 더 뛰어난 투명감을 지니고 있는 재료로 전치부 영역과 구치부의 경우 3본 브릿지까지 풀 아나토믹 형태 및 해부학적으로 삭제된 프리미엄 보철물을 제작하는데 사용할 수 있습니다. 세라믹 자체로의 심미적인 특성과 지르코니아의 뛰어난 기술적 특성이 조합되어 있어 이미 널리 알려져 사용중인 리튬 디실리케이트(lithium disilicate) 재료에 필적합니다. 신터링 후 장기간의 사용 안정성과 강도를 보여주며, 높은 심미성을 보이는 보철물 결과를 보여줍니다. 작업 과정과 환자의 구강 내 장착 또한 기존의 지르코니아 사용과 동일해 추가적인 비용/노력이 필요없이 완료됩니다.

편리함과 효율성을 극대화

One system - 모든 응용 옵션

	LOW TRANSLUCENCY ceramill® zi	HIGH TRANSLUCENCY ceramill® zolid	SUPER HIGH TRANSLUCENCY ceramill® zolid fx
다층 Multilayer (내츄럴 셰이드 그라데이션)			 Ceramicill Zolid FX Multilayer COMING SOON
프리셰드 Preshade (컬러 블록)		 Ceramicill Zolid Preshades	 Ceramicill Zolid FX Preshades COMING SOON
클래식 Classic (화이트 블록)	 Ceramicill Zi	 Ceramicill Zolid	 Ceramicill Zolid FX
적응증	전치부, 구치부 영역의 크라운과 브릿지 프레임워크 링크 타입 어버트먼트, 멀티 유닛, 스크류 타입 링크 사용 보철물	전치부, 구치부 영역의 크라운과 브릿지 프레임워크 멀티 유닛, 스크류 타입 링크 사용 보철물	전치부, 구치부 영역의 크라운과 브릿지 프레임워크 (최대 3본 브릿지)

투명성

_Ceramicill Zolid FX는 뛰어난 심미성, 장기간 사용 안정성, 높은 활용성을 보이는 재료로 Amann Girrbach 지르코니아 제품군에 새롭게 추가되었습니다. 

_One system - 모든 옵션: 효과적인 풀 아나토믹 보철물 제작법 ~ 스페셜 효과와 커스터마이징

_새로운 작업과정을 익히거나 테크닉을 요구하지 않아 손쉽게 사용이 가능합니다.

_시작 단계부터 모든 요구조건과 심미적 결과를 위한 종합적인 정보, 사용 방법을 공유합니다.

_지능적이며, 심플한 셰이드 컨셉은 VITA 클래식 셰이드 가이드를 바탕으로 개발되었습니다.



일반적으로 사용하는 지르코니아 보철물과 동일하게 시중에서 쉽게 이용가능한 접착 재료를 사용할 수 있습니다(예, Panavia). 기존 Amann Girrbach의 통합적인 제품 철학과 동일하게, Zolid FX는 단순한 싱글 제품이 아니라 재료와 방법을 모두 포함하는 시스템 솔루션을 의미합니다. Ceramill이라는 브랜드 이름을 공유하는 다른 지르코니아 제품군과 동일하게 Zolid FX Classic 또한 체계화된 셰이드 컨셉을 보유하며, 이러한 결과로 VITA 클래식 셰이드 가이드에 기준을 둔 정확하고, 지속적으로 균일한 스테이닝 결과를 보여줍니다.

더 높은 투명성, 더 뛰어난 심미성 더 이상 심미보철의 한계는 없습니다.



Lithium disilicate



Ceramill Zolid FX


- _ 전치부, 구치부 영역에서 높은 심미성을 보여주는 풀 아나토믹 보철물 및 해부학적으로 삭제된 프리미엄 보철물을 제작할 수 있습니다.
- _ 구치의 경우 3본 브릿지까지 제작이 가능 - 기존의 리튬 디실리케이트 대비 적응증의 범위가 상당히 늘어남.
- _ 기존의 풀 아나토믹 보철물 재료(예, 리튬 디실리케이트)대비, 두배로 늘어난 기계적 강도는 치과기공사, 치과의사, 환자에게 재료적 안정성의 효과를 가져다 줍니다. - 에이징 영향이 전혀 없습니다!
- _ 0.5mm-0.7mm의 재료 두께와 통상적인 지르코니아 연결부 단면 특성을 이용해, 최소한의 삭제량과 작업 공간의 장점을 가집니다.





시간과 비용

가격 비교 데이터 Ceramill Zolid FX - 리튬 디실리케이트



- _ 간단한 지르코니아 제작법 - 기존의 지르코니아 제작 과정과 동일하며 추가적인 비용을 요구하지 않습니다.
- _ 시간 집약적이며, 에러가 발생하기 쉬운 트리밍과 프레스 작업법이 더 이상 필요하지 않습니다.
- _ 재료 가격, 작업 시간, 버 소모에 있어 상당한 감소를 가져옵니다.
- _ 최적화된 가공 성능으로, 보철물의 결함을 가져오는(특히, 리튬 디실리케이트 가공 시의 마진 차핑) 위험성을 최소화 했습니다.

주문 정보

CERAMILL ZOLID FX CLASSIC (Pack x 1 item)

760122	Ceramill Zolid FX classic 71 XS	h = 12 mm
760123	Ceramill Zolid FX classic 71 S	h = 14 mm
760124	Ceramill Zolid FX classic 71	h = 16 mm
760125	Ceramill Zolid FX classic 71 M	h = 18 mm
760126	Ceramill Zolid FX classic 71 L	h = 20 mm
760127	Ceramill Zolid FX classic 71 XL	h = 25 mm
760130	Ceramill Zolid FX classic 98x12 N	h = 12 mm
760131	Ceramill Zolid FX classic 98x14 N	h = 14 mm
760132	Ceramill Zolid FX classic 98x16 N	h = 16 mm
760133	Ceramill Zolid FX classic 98x18 N	h = 18 mm
760134	Ceramill Zolid FX classic 98x20 N	h = 20 mm
760135	Ceramill Zolid FX classic 98x25 N	h = 25 mm

CERAMILL LIQUID FX

DENTINE SHADES (CERAMILL ZOLID FX CLASSIC 용) 100 ml incl. colour tub, pack x 1 item:

761401	Ceramill Liquid FX A1
761402	Ceramill Liquid FX A2
761403	Ceramill Liquid FX A3
761404	Ceramill Liquid FX A3,5
761405	Ceramill Liquid FX A4
761406	Ceramill Liquid FX B1
761407	Ceramill Liquid FX B2
761408	Ceramill Liquid FX B3
761409	Ceramill Liquid FX B4
761410*	Ceramill Liquid FX C1
761411*	Ceramill Liquid FX C2
761412*	Ceramill Liquid FX C3
761413*	Ceramill Liquid FX C4
761414*	Ceramill Liquid FX D2
761415*	Ceramill Liquid FX D3
761416*	Ceramill Liquid FX D4

CERAMILL LIQUID FX SHADE MODIFIERS (CERAMILL ZOLID FX CLASSIC 용) 100 ml incl. colour tub, pack x 1 item:

761417	Ceramill Liquid FX OR	Orange
761418	Ceramill Liquid FX GR	Grey
761419	Ceramill Liquid FX RO	Pink
761420	Ceramill Liquid FX GIN	Gingiva
761421	Ceramill Liquid FX VIO	Violet
761422*	Ceramill Liquid FX BL	Blue
760449	Ceramill Dimmer liquid refill 250ml thinner liquid, pack x 1 item	



Ceramill Liquid FX 세트

- 761400 **CERAMILL LIQUID FX SET**
 - Ceramill Liquid FX dentine shades (A2, A3, A3.5, B3), 100 ml each
 - Ceramill Liquid FX shade modifiers (OR, GR, BL, VIO), 50 ml each
 - Ceramill Dimmer small (50 ml)
 - Ceramill Liquid colour tub
 - Ceramill Liquid brush size 1+3
 - Timer
 - Plastic tweezers

760022	Ceramill Zolid FX starter kit
760123	Ceramill Zolid FX 71 S (14mm) 4 items
760124	Ceramill Zolid FX 71 (16mm) 4 items
761400	Ceramill Liquid FX set (with indication guide)
178370	Ceramill Zolid sintering tray, stackable
178311	Ceramill Therm sintering beads 200 g
760480	Ceramill Liquid Eye complete set 4x 25ml
760449	Ceramill Dimmer liquid refill



Ceramill Zolid FX 사용설명 비디오:
(홈페이지 www.amanngirrbach.com
을 방문하시거나 스마트폰, 태블릿,
PC에서 바로 확인하실 수 있습니다.)

HEADQUARTER AUSTRIA
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria
Fon +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany
Fon +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com

NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, U.S.A.
Fon +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com

BRASIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brasil
Fon +55 41 3287 0897
brasil@amanngirrbach.com

ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia
Fon +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com

CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China
Fon +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com



AMANNGIRRBACH

www.amanngirrbach.com