

ceramill® a-cast

RO Instrucțiuni de utilizare



AMANNGIRRBACH

– Traducerea manualului de operare original –

Cuprins

Explicarea simbolurilor	4
Instrucțiuni generale de siguranță	6
Personal corespunzător	6
Proprietăți	7
Garanție/excluderea răspunderii materiale	8
Verificarea pieselor brute	8
Montaj în masa de lucru	8
Utilizare	9
Protecția mediului	10
Accesorii	10
Informații pentru download	10

RO



Explicarea simbolurilor

Avertismente



Avertismentele din text marcate cu un triunghi de avertizare și încadrate.



În cazul pericolelor cauzate de curentul electric, semnul exclamării din triunghiul de avertizare este înlocuit printr-un simbol de fulger.

Cuvintele de semnalizare de la începutul unui avertisment evidențiază tipul și gravitatea consecințelor în cazul nerespectării măsurilor necesare pentru eliminarea pericolului.

- _ **NOTĂ** înseamnă că se pot produce pagube materiale.
- _ **ATENȚIE** înseamnă că se pot produce vătămări corporale ușoare până la medii.
- _ **AVERTISMENT** înseamnă că pot surveni vătămări corporale grave.
- _ **PERICOL** înseamnă că se pot produce vătămări corporale mortale.

Informații importante









Informațiile importante care nu se referă la pericol de vătămări corporale sau pagube materiale sunt marcate cu următorul simbol. Ele sunt de asemeni încadrate de linii.



Alte simboluri din instrucțiunile de utilizare

Simbol	Semnificație
>	Punct din descrierea unei acțiuni
–	Punct dintr-o listă
•	Subpunct din descrierea unei acțiuni sau dintr-o listă
[3]	Cifrele dintre paranteze drepte se referă la numerele zonele din schițele grafice

Alte simboluri pe produs

Simbol	Semnificație
	Număr articol
	Cod șarjă
	Producător
	Respectați instrucțiunile de folosire
	Utilizabil până la
	număr de serie



Instrucțiuni generale de siguranță

RO



ATENȚIE:

Pericol pentru sănătate din cauza pulberii de PMMA!

Prelucrarea construcțiilor din Ceramill A-Cast poate genera degajarea de pulberi care pot irita mecanic ochii și căile respiratorii.

- ▷ De aceea asigurați întotdeauna buna funcționare a instalației de aspirare la mașina dumneavoastră de frezat și la locul de muncă și fiți atenți la postprocesarea individuală.
- ▷ În timpul prelucrării folosiți echipament personal de protecție (mască de protecție împotriva prafului, ochelari de protecție, ...).
- ▷ Alte informații privind siguranța găsiți în fișa tehnică de securitate.



NOTA:

Toate incidentele grave referitoare la acest produs trebuie notificate producătorului și autorității competente a statului membru în care utilizatorul și/sau pacientul își au reședința.

Personal corespunzător



NOTA:

Produsul poate fi prelucrat numai de către tehnicieni dentari/medici stomatologi calificați.



Proprietăți

Destinație

Ceramill A-Cast sunt piese brute PMMA pentru realizarea de schelete de coroane și punți cu tehnologie CAD/CAM pentru tehnica turnării.

Descrierea produsului

Ceramill A-Cast sunt blanchuri de frezare pentru realizarea de schelete de coroane și punți cu tehnologie CAD/CAM. Construcțiile se utilizează pentru realizarea de forme pierdute în tehnica turnării. Ceramill A-Cast nu este un produs medical.

Fișă tehnică de securitate/declarație de conformitate

Fișă tehnică de securitate poate fi descărcată de pe website-ul Amann Girrbach la *Services > Downloads > Additional documents*. Producătorul vă poate furniza la cerere declarația de conformitate a produsului.

Compoziție chimică

_ polimetilmetacrilat (PMMA)

Perioada de valabilitate a pieselor brute

În condiții de depozitare corespunzătoare, piesele brute sunt utilizabile timp de 4 ani de la data fabricației.

Depozitare

- _ A se păstra numai în ambalajul original.
- _ A se depozita separat de produse alimentare.
- _ A se păstra în ambalaj închis ermetic.



Garanție/excluderea răspunderii materiale

Recomandările tehnice de utilizare sunt hotărâtoare, indiferent dacă acestea au fost transmise verbal, în scris sau în cursul instruirii practice. Produsele noastre sunt supuse unui proces de perfecționare continuă. De aceea ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește manipularea și compoziția acestora.

Verificarea pieselor brute

După primire, piesele brute trebuie neapărat verificate optic cu privire la starea lor impecabilă. După ce o piesă brută deteriorată (în urma transportului) a fost folosită, beneficiarul nu mai poate solicita remedierea lipsei de conformitate în cadrul garanției.

Montaj în masa de lucru



Montajul pieselor brute este descris în manualul de instrucțiuni al mașinii de frezat respective.



Utilizare

Indicații

- _ Realizarea de forme pierdute pentru tehnica turnării.

Contraindicații

- _ Toate indicațiile care nu sunt enumerate la capitolul „Indicații“.

Desprindere și finisare

- ▷ Pentru desprinderea și finisarea construcțiilor dentare din piesa brută ar trebui să se folosească freze din carburi metalice cu dinți în cruce sau discuri de tăiere adecvate pentru rășini acrilice.
- ▷ Pentru evitarea inexactităților de potrivire după realizarea construcțiilor dentare, în timpul finisării și lustruirii ar trebui evitată degajarea puternică de căldură.



Protecția mediului

Ambalaj

În ceea ce privește ambalajele, producătorul se implică în sistemul de revalorificare specific fiecărei țări, care asigură o reciclare optimă.

Toate materialele de ambalaj sunt ecologice și reciclabile.

Eliminarea pieselor brute

Eliminarea conținutului/recipientului conform reglementărilor locale/regionale/naționale/internaționale.

Eliminare conform dispozițiilor autorităților administrative.

Accesorii



Alte informații privind accesoriile specifice produsului găsiți la www.amanngirrbach.com.

Informații pentru download

Alte instrucțiuni sunt disponibile pentru download la www.amanngirrbach.com/instruction-manuals.





Manufacturer | Hersteller
Distribution | Vertrieb

Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach | Austria
Fon +43 5523 62333-105
Fax +43 5523 62333-5119
austria@amanngirrbach.com

Distribution | Vertrieb D/A

Amann Girrbach GmbH
Dürrenweg 40
75177 Pforzheim | Germany
Fon +49 7231 957-100
Fax +49 7231 957-159
germany@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com



Made in the European Union

ISO 13485
ISO 9001



AMANNGIRRBACH